

## PUSH ORTHO AEQUI JUNIOR



Tutore funzionale per caviglia Aequi Junior offre il giusto equilibrio tra un efficace supporto meccanico ed un ottimale comfort in tutti i casi di lesione della caviglia. L'ortesi è stata progettata per **bambini dai 6 ai 12 anni d'età**, con misura della scarpa tra il numero 30 e il numero 37.

Il tutore Aequi Junior stabilizza l'articolazione tibiotarsica durante il movimento sia in inversione che di eversione, indifferentemente, nelle posizioni di flessa e neutrale.

**Indicazioni:** Lesioni acute dei legamenti della caviglia, causate da traumi sia in inversione che in eversione - stabilizzazione di fratture della caviglia trattate conservativamente o chirurgicamente - instabilità articolare residua (lassità cronica dei legamenti) - prevenzione secondaria dei legamenti della caviglia.

Mis.: Unica – ambidestra

Cod.: PO3202AJ