



AFO PUSH ORTHO

L'ortesi Push Ortho AFO offre un eccellente sostegno in caso di disturbo al sollevamento del piede durante la deambulazione. Il suo innovativo design consente un'andatura naturale e permette di camminare di nuovo in modo sicuro ed efficiente. Il tutore caviglia-piede AFO, combinando diverse funzioni in modo esclusivo, solleva il piede durante la fase di swing (o di oscillazione), sostiene la flessione plantare dopo l'appoggio del tallone e permette, successivamente, la distensione del piede. L'ortesi inoltre offre stabilità laterale dell'articolazione della caviglia.

Indicazioni: ridotto controllo dei muscoli elevatori del piede durante la fase di swing e di risposta al carico, eventualmente con instabilità della caviglia, patologie in cui può verificarsi una perdita di funzione dei muscoli elevatori del piede: ictus, ernia, sclerosi multipla, sindrome post-polio, distrofia muscolare, lesioni del midollo spinale.

Cod.: PA32031AFO - SX

PA32032AFO - DX

Mis.: 1, 2, 3