



PUSH MED ginocchiera

Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra: accompagnano la naturale flessione-estensione del ginocchio senza limitarla, neutralizzano completamente le sollecitazioni medio-laterali. Gli inserti anti-scivolamento in silicone stimolano la propriocezione. Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e tengono in posizione la ginocchiera. Una sola cinghia circolare alla coscia, poplite completamente libero. Tessuto interno in microfibra Sympress confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: artrosi e artrite reumatoide con sinovite, instabilità articolare, trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti del ginocchio.

Mis.: 1-2-3-4-5

Cod.: PM2301G