


EUMEDICA[®]

360° Ortho Solution

Migliora il tuo benessere

IL TUO PARTNER IDEALE
PER OFFRIRE AI TUOI CLIENTI
SICUREZZA E PROTEZIONE
IN QUALSIASI SITUAZIONE
DI VITA QUOTIDIANA,
LAVORO E SPORT.

2024/2025



Catalogo Generale



EUMEDICA Srl

Azienda con sistema di gestione della qualità certificata da TÜV NORD CERT GmbH conforme alla norma

ISO 9001: 2015
"Certificato N° 44 100 097257"

I PRODOTTI EUMEDICA SONO DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I ad eccezione dei salva-plantari Adegua.
La linea creme Alevia ed Euscar pomata sono prodotti cosmetici.

EUMEDICA CATALOGO GENERALE

Guida alle prescrizioni a cura del Servizio Marketing EUMEDICA

Edizione 2024/2025

Il **Catalogo Generale** è stato approntato dal Servizio Marketing EUMEDICA per una facile e pronta individuazione del prodotto più idoneo a risolvere le diverse problematiche medico - chirurgiche.

Il **Catalogo Generale** si rivolge a tutti gli esperti di ortopedia e riabilitazione.

Alla ricerca della massima chiarezza e facilità di consultazione, nella stesura di questo

Catalogo Generale abbiamo quasi sempre adottato il criterio della suddivisione topografica in distretti corporei.

Solo alcuni presidi sono stati invece raggruppati per classe di prodotto o indicazione.

"**Eumedica ha una missione:** migliorare la vita dei pazienti attraverso il recupero funzionale della menomazione, curando con il movimento secondo il metodo del bendaggio funzionale."

Eumedica sostiene:



INDICE

	Pag.
Intro Eumedica	4
Zero Impact 	8
Tabelle tecniche generali TAB	10
Il collo	20
La spalla	23
Il gomito	28
Il polso e la mano	29
La colonna	36
Il ginocchio	43
La caviglia	49
Il piede 	58
Cicatrici ipertrofiche EUSCAR	94
Antidecubito	96
Riabilitazione	98
Diabetologia	104
Eumedica Shoes	106
Materiale per protesi	109
Bendaggio e taping	110
Creme protezione mani e piedi 	112
Protezione della persona 	118
Zero Impact Active 	120
Push Sport push	128
Tabelle misure	134
Materiali POP	143

EUMEDICA®

360° Ortho Solution

Muoversi bene per vivere meglio

Chi siamo:

Siamo un'azienda solida e dinamica che dal 1992 si dedica con passione alla ricerca di soluzioni medicali per lo sport, il lavoro e la vita quotidiana. Una linea completa di prodotti studiati per proteggere la zona di applicazione e risolvere disturbi legati all'apparato muscolo-scheletrico.

Praticità, comodità e massima durata sono gli obiettivi che ricerchiamo in ogni soluzione.

Cosa facciamo?

Curiamo attraverso il movimento, limitando le azioni scorrette delle articolazioni e consentendo la naturale attività. Rispondiamo alle richieste di pazienti e professionisti per aiutarli ad affrontare in sicurezza e protezione ogni situazione della propria vita.

Scegliere Eumedica significa:

- Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici.
- Poter contare su idee di nuova concezione.
- Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci.

SEDE EUMEDICA s.r.l. - Via della Meccanica, 8/10 | 35127 Padova



Perché affidarsi a noi?

Curiamo la gestione dell'aspetto commerciale garantendo massima precisione, puntualità e la professionalità di un Servizio Clienti molto preparato che vi seguirà con attenzione e cortesia. Offriamo una solida partnership tecnica grazie a un team sempre presente composto da persone attente, precise, che sanno ascoltare le vostre esigenze e affiancarvi con competenza.

Ci mettiamo in gioco

La libertà di movimento inizia dal comfort, che ci deve accompagnare in ogni passo della nostra giornata. Infortuni, dolori o fastidi, anche i più piccoli, possono condizionare il lavoro, l'attività sportiva o la vita di tutti i giorni. Ecco perché Eumedica si mette in gioco nella ricerca di soluzioni performanti per la cura della salute fisica, dedicando attenzione alla qualità del movimento in tutte le sue forme.

Tante idee, anche per lo stesso problema, capaci di soddisfare le esigenze più varie, con l'obiettivo di curare il benessere del corpo di tutti. Muoversi bene significa vivere meglio ed Eumedica lo sostiene con impegno.



Scegliere Eumedica significa:

- Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici.
- Poter contare su idee di nuova concezione.
- Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci.

Le NOSTRE LINEE prodotto



ZERO IMPACT,

la gamma di tutori e plantari studiata per sostenere la funzionalità delle articolazioni nella quotidianità, durante l'attività sportiva e nella riabilitazione.



LINEA PIEDE,

prodotti specifici in morbido Ole-ogel protettivo, pensati per prevenire o alleviare i disturbi più comuni legati ai piedi.



EUSCAR,

la pomata ad azione emolliente e il patch in silicone ideati per il trattamento di cicatrici cutanee di ogni tipo. Prodotti specifici per la mano in morbido Oleo-gel, pensati per il trattamento delle cicatrici.



ALEVIA,

creme protettive e lenitive per mani e piedi, a base di sostanze naturali funzionali ed estratti vegetali.

NUOVA LEGENDA PER ORIENTARSI MEGLIO

DIVISIONE PER AREE CORPOREE

- Il collo
- La spalla
- Il gomito
- Il polso e la mano
- La colonna
- Il ginocchio
- La caviglia
- Il piede

DIVISIONE PRODOTTI SPECIFICI

- Cicatrici ipertrofiche
- Protezione della persona
- Antidecubito
- Riabilitazione
- Diabetologia
- Eumedica Shoes
- Materiali per protesi
- Bendaggio e taping

BRAND LINEA SPORT



Inoltre, Eumedica è distributore esclusivo italiano di **PUSH BRACES** e **PUSH SPORTS**, la gamma di tutori ortopedici e di tutori sportivi ultrasottili, che sostengono le articolazioni e garantiscono libertà di movimento.

EUMEDICA[®] DISTRIBUTORE UFFICIALE DI:



**PIÙ
MOVIMENTO
ALLA TUA VITA**

**UNA LINEA COMPLETA
DI TUTORI PER DONARE
SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI
E RITROVARE IL PIACERE
DI UNA VITA ATTIVA.**



MEDX +

USO RIABILITATIVO

I tutori ideati
nelle riabilitazioni
post-operatorie.



MEDX +

USO QUOTIDIANO

I tutori e plantari adatti
all'attività quotidiana.



MEDX +

USO SPORTIVO

I tutori pensati
per praticare sport.

SCOPRI I PRODOTTI nelle pagine successive

LINEA SPORT pagina 120

Tutti i dispositivi **ZERO IMPACT** offrono stabilità, sostengono il movimento nelle normali attività quotidiane e sportive, e favoriscono un rapido recupero nel decorso post-operatorio, assorbendo l'impatto causato da sovraccarichi.

Ogni dispositivo è il risultato delle caratteristiche tecnico-strutturali dei materiali, che donano un effetto ammortizzante e aiutano a recuperare la funzionalità articolare.

TABELLA TECNICA

IL POLSO



	Polsiera PUSH CARE	Polsiera PUSH MED	Tutore pollice PUSH ORTHO CMC	Ferula per polso PUSH MED SPLINT	Ultra Fit lacci ZERO IMPACT	Ultra Fit Plus ZERO IMPACT	Tutore pollice PUSH SPORTS	Polsino PUSH SPORTS	Polsiera PUSH SPORTS
PAGINA	29	29	30	30	31	31	129	130	130
Prevenzione	•			•			•	•	•
Strappi / Tendiniti	•	•		•	•	•	•	•	•
Tunnel carpale	•			•					
Trattamento secondario post frattura		•			•	•			
Tutore per la rizoartrosi del pollice			•						
Artrosi / Artrite	•	•	•	•	•	•			
Distorsioni		•		•	•	•			
Tendinite De Quervain						•			
Iperestensione MCP-1 Pollice sciatore							•		

TABELLA TECNICA

LA COLONNA



	Tutore lombare PUSH CARE	Tutore lombare PUSH MED	Tutore lombare ZERO IMPACT	Tutore lombare Ortho Nero ZERO IMPACT	Tutore lombare Ortho Sport ZERO IMPACT ACTIVE	Corsetto lombare Tigges K/N uomo ZERO IMPACT	Corsetto lombare Tigges K/N donna ZERO IMPACT	Corsetto lombare Tigges unisex ZERO IMPACT
PAGINA	39	39	38	38	124	41	41	42
Prevenzione	•		•	•				•
Lombalgia	•		•	•	•	•	•	•
Lombosciatalgia	•				•	•	•	•
Spondilolisi		•						
Spondilolistesi		•						
Artrosi		•			•	•	•	
Discopatia		•	•		•	•	•	
Trattamento postoperatorio		•						
Fratture su base osteoporotica		•						

TABELLA TECNICA

IL GINOCCHIO



	Ginocchiera PUSH CARE	Ginocchiera PUSH MED	Tutore rotuleo PUSH MED	Ginocchiera EUSPLINT	Ginocchiera POSTOPERATORIA	Ginocchiera SPORTIVA KFS ZERO IMPACT ACTIVE	Ginocchiera ROTULEA ZERO IMPACT ACTIVE	Ginocchiera BAMBU ZERO IMPACT ACTIVE	Ginocchiera rinforzata BAMBÙ ZERO IMPACT ACTIVE	Cinturino rotuleo PUSH SPORTS	Ginocchiera PUSH SPORTS	Ginocchiera EU - CONT ZERO IMPACT	Ginocchiera rinforzata EU - CONT ZERO IMPACT	Ginocchiera SYLICON EU - CONT ZERO IMPACT
--	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	---	--	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	---



PAGINA	44	45	45	46	47	121	122	126	126	133	133	48	48	48
Distorsioni da lievi a moderate	•							•	•		•	•	•	•
Meniscopatie	•								•					•
Artrosi e artrite	•	•						•	•			•	•	•
Post artroscopia	•								•					•
Instabilità articolare	•	•				•								
Trattamento secondario post chirurgia dei legamenti		•												
Gonalgia da alterato tracking rotuleo						•								
Sublussazione della rotula							•							
Sindrome femoro rotulea	•		•				•	•	•	•	•	•		•
Lesioni/riparazioni di tutti i legamenti del ginocchio			•	•	•									
Riparazioni osteocondrali, suture meniscali, fratture del piatto tibiale, fratture condiliche, osteotomie tibiali prossimali				•	•									
Ricostruzioni del tendine rotuleo e del tendine quadricipitale				•	•									
Strappi muscolari e distorsioni del ginocchio				•	•									
Artrosi mono-compartmentale del ginocchio di grado da lieve a moderato						•								
Ginocchio del saltatore			•							•				
Morbo di Osgood-Schlatter			•							•				
Runner's Knee							•							

TABELLA TECNICA LA CAVIGLIA



Cavigliera PUSH CARE	Cavigliera PUSH MED	Tutore PUSH MED AEQUI FLEX	Tutore PUSH ORTHO AEQUI	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON MEMORY	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON AIR LITE	Cavigliera ASO ANKLE STABILIZER	Cavigliera PUSH ORTHO Aequi Junior	Cavigliera EU - CONT ZERO IMPACT	Tutore Caviglia ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera BAMBÙ ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera a "8" PUSH SPORTS	Cavigliera KICX PUSH SPORTS
-------------------------	------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------



PAGINA	50	51	50	51	53	53	54	56	49	123	127	131	132
Compressione	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●○○○○	●●○○○	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Sostegno meccanico	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●○○○○	●●●●○
Lieve instabilità	●								●	●	●	●	●
Lieve distorsione	●								●	●	●	●	●
Moderata instabilità							●	●					●
Grave instabilità			●	●			●	●					
Terapia conservativa dopo lesione ai legamenti		●	●	●	●	●	●	●					
Terapia post-traumatica i legamenti con edema			●			●							
Osteoartrite con instabilità		●	●	●	●		●	●					
Prevenzione lesioni ai legamenti		●	●	●	●		●	●					

TABELLA TECNICA I PLANTARI



	Supporto GEL-AIR MINI	Plantare GEL-AIR	Plantare EU-SHOCK ABSORBER 4/4	Plantare MICROBICAL PROTECTION EU-SHOCK ABSORBER 4/4	Plantare ZERO IMPACT COCCO-TECH RED	Plantare ZERO IMPACT COCCO-TECH BLACK	Plantare ZERO IMPACT MEMORY 4G	Talloniera EU-SHOCK RED	Talloniera EU-SHOCK BLUE	Talloniera EU-SHOCK standard	Talloniera EU-SHOCK con inserto rimovibile	Supporto metatarsale DUO EU-INSOLE	Supporto metatarsale EU-INSOLE
--	-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	--	--------------------------------------



PAGINA	84	85	87	87	91	91	92	88	88	89	89	86	87
Metatarsalgia	•	•	•	•								•	•
Plantalgia		•	•	•	•	•	•						
Talalgia			•	•	•	•	•	•		•	•		
Spina calcaneare					•				•	•	•		
Piede diabetico					•	•							
Micosi (piede d'atleta)					•	•							
Tendinite						•				•			
Pronazione			•	•		•	•						
Piede piatto						•							
Fascite plantare			•	•		•				•	•		
Alluce valgo												•	



IL COLLO



IL COLLO NEL CORPO UMANO È UNA PARTE DOTATA DI GRANDE MOBILITÀ.

Lo scheletro nel collo è rappresentato dal settore cervicale della colonna, composto da 7 vertebre e dall'osso ioide, in posizione anteriore.

Nel collo hanno sede organi vitali che possono essere danneggiati gravemente da traumi di vario genere, tra questi uno molto frequente è il cosiddetto "colpo di frusta" conseguenza di un tamponamento in automobile.

Il collo, inoltre, può essere dolorante a causa di cattiva postura, specie di notte, o di artrosi cervicale.

È quindi importante disporre, in caso di bisogno, di sostegni conformati anatomicamente, funzionali, leggeri e traspiranti il cui uso sia confortevole ed efficace.



Collare Cervicale PUSH Care

Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto all'utilizzo sia durante il giorno che la notte.

Indicazioni: cervicalgia lieve o moderata su base infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi cervicale.

Misure 1, 2
Codice PC1601CO (h 8 cm)
PC1602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 135



Collare Cervicale PUSH Med

Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati. Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento. L'incavo in corrispondenza del pomo d'Adamo migliora molto il comfort.

Indicazioni: colpo di frusta cervicale, stadi avanzati dell'artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia del disco cervicale, trattamento postoperatorio.

Misure 1, 2
Codice PM2601CO (h 8 cm)
PM2602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 135

IL COLLO

Collare EUSOFT

Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura regolabile in velcro.

Indicazioni: cervicalgie artrosiche e infiammatorie, distorsioni cervicali lievi.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 135
 Codice **EU 008E** (h 8 cm)
EU 010E (h 10 cm)



Collare EUSOFT Rinforzato

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

Indicazioni: distorsioni cervicali, cervicobrachialgie, artrosi cervicali.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 135
 Codice **EU 8 E** (h 8 cm)
EU 10 E (h 10 cm)



Collare EULIGHT

Collare ortopedico in polietilene tipo "Shanz". Rigido ma leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in velcro.

Indicazioni: distorsione cervicale, "colpo di frusta", artrosi cervicale.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 135
 Codice **EU 007**



SCAPOLA, OMERO E CLAVICOLA SONO LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.

Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni di questa articolazione, causate generalmente dall'età o dall'esecuzione di alcuni movimenti violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture.

Un valido aiuto nella cura dei vari traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.



Reggibraccio

Reggibraccio in tessuto sintetico - Fibbia regolabile. Mantiene comodamente l'arto superiore sospeso al collo.

Indicazioni: traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**
 Codice **EU 001**



Reggibraccio aereo

Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e traspirazione. Regolabile.

Indicazioni: traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**
 Codice **EU 012**

LA SPALLA

Bendaggio tipo VELPEAU

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace.
Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola l'igiene personale del paziente.

Indicazioni: lussazione scapolo-omerale, fratture del collo dell'omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi, acromioplastica).

Misure **Unica**
Codice **EU 003** reggibraccio sintetico nero
EU 003B reggibraccio sintetico nero per bambino (dai 6 ai 10 anni)



Bendaggio S. O. Band

Bendaggio preconfezionato e pronto all'uso per l'immobilizzazione della spalla e dell'arto superiore.

Semplice e pratico S.O BAND è ideale sia nel pronto soccorso (fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture, lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori).

Può essere indicato in alternativa a bendaggi di tipo Désault, Gilchrist e Velpeau.

Non provoca compressioni garantendo un fissaggio stabile senza limitare il comfort.

Indicazioni: contusioni - distorsioni - fratture e lussazioni della scapolo-omerale - lesioni della cuffia dei rotatori - fratture del collo dell'omero - immobilizzazione postoperatoria (osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU 015**

Tab. misure pag. 135



LA SPALLA

Bendaggio per frattura di clavicola


Il bendaggio "a otto" mantiene retroposte le spalle, determinando la riduzione della frattura della clavicola.

Costituito in schiuma poliuretana ricoperta di maglia di cotone.

Indicazioni: frattura della clavicola.

Misure **XS** (L 92 cm)
S (L 100 cm)
M (L 110 cm)
L (L 120 cm)
XL (L 130 cm)

Codice **EU 004**



Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.



LA SPALLA

EUREVERSE

Tutore per abduzione della spalla

Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno in poliuretano rivestito in morbido tessuto e spallina riabilitativa. Possibilità di scelta del grado di abduzione: a 15°/30°. Igienico e comodo.

Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

Indicazioni: rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi di spalla, frattura della testa e del collo dell'omero, frattura del trochite omerale.


Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU 032 abduzione 15°/30°**



LA SPALLA



RIABILITAZIONE



Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico.

Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 135



Tutore per spalla PUSH MED

Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio, lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. La cinghia toracica blocca il braccio in adduzione, una seconda cinghia blocca il polso e impedisce le rotazioni, una terza cinghia più piccola sostiene la mano all'altezza dei metacarpi.

Indicazioni: lussazioni e sublussazioni della spalla, frattura del collo dell'omero, lesioni dell'articolazione acromion-claveare, trattamento postoperatorio.

Misure **1, 2, 3**
Codice **PM2503TS**

Tab. misure pag. 135



IL GOMITO È L'ARTICOLAZIONE CHE UNISCE IL BRACCIO CON L'AVAMBRACCIO ATTRAVERSO DUE MOVIMENTI: FLESSIONE ED ESTENSIONE.

Il gomito è particolarmente esposto alle patologie traumatiche, degenerative e infiammatorie.



Gomitiera PUSH MED

Guaina compressiva. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Stecche di rinforzo flessibili per dirigere la flessione-estensione del gomito. Limitazione dell'estensione mediante due cinghie regolabili.
Zone di comfort attorno alle aree più esposte. Aderenza perfetta, inserti in silicone anti-scivolamento.
Applicabile facilmente con una mano sola.

Indicazioni: impingement da iperestensione del gomito, postumi di fratture o lussazioni, artrosi.

Misure 1, 2, 3, 4, 5
Codice PM2702GO

Tab. misure pag. 137

Tutore per epicondilite EPI PUSH MED

Allevia il dolore al gomito mediante una pressione localizzata sugli estensori (gomito del tennista) o sui flessori del polso (gomito del golfista).
Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico.
Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Perfettamente tollerato, non ostacola le comuni attività quotidiane.
Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: epicondilite (gomito del tennista), epitrocleite (gomito del golfista)

Misure Unica
Codice PM2701GO

Vedi anche Tutore epicondilite Push Sports P4701SA - PAG. 131



IL POLSO È UN'ARTICOLAZIONE COMPLESSA CHE CONNETTE LE OSSA DELL'AVAMBRACCIO A QUELLE DELLA MANO, CONSENTENDO I MOVIMENTI DI FLESSIONE E DI ESTENSIONE DI QUEST'ULTIMA.



Polsiera PUSH Care

Compressione regolabile attorno al polso. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Migliora la sensazione di stabilità senza intralciare le attività quotidiane.

Indicazioni: lievi distorsioni e instabilità del polso, strappi e tendiniti di grado lieve, forme iniziali di artrosi e artrite.

Misure 1, 2, 3, 4
Codice PC11012P DX
PC11011P SX

Tab. misure pag. 137

Vedi anche Polsiera Push Sports P41012P DX / P41011P SX - PAG. 130



Polsiera PUSH Med

Doppio supporto del polso (dorsale e palmare) con stecche di forma anatomica modellabili. Compressione regolabile.
Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Ampio range di applicazioni: dalla fase acuta a quella riabilitativa.
Si indossa facilmente con una mano sola. Non intralcia la funzione delle dita.

Indicazioni: distorsioni del polso da moderate a gravi, strappi e tendiniti, trattamento secondario di fratture del polso, artrosi.

Misure 1, 2, 3, 4
Codice PM21012P DX
PM21011P SX

Tab. misure pag. 137



IL POLSO E LA MANO

PUSH ORTHO CMC Tutore dinamico per la rizoartrosi

Il tutore CMC dà sostegno al pollice quando è presente un'inflammazione o lesione dell'articolazione trapezio-metarpale, specificamente progettato per il trattamento dell'artrosi trapezio-metarpale, o rizoartrosi. Il tutore PUSH Ortho CMC mantiene il 1° metacarpo in posizione funzionale, con il pollice in opposizione.

Esso stabilizza l'articolazione trapezio-metarpale, lasciando completamente liberi sia il polso che l'articolazione metacarpo-falangea del pollice. Il nuovo prodotto si fonda sul principio della stabilizzazione attraverso la creazione di un ambiente pseudo-idraulico, mutuato dai principi del trattamento funzionale delle fratture di Sarmiento.

In questo modo si ottiene, in conseguenza della stabilizzazione articolare, anche un efficace controllo del dolore.

Il secondo principio fondante consiste nel mantenimento della funzione.

Il pollice viene posto in posizione funzionale, le articolazioni vicine vengono lasciate libere e il dolore viene controllato: tutto ciò concorre ad aumentare l'utilizzo della mano nelle funzioni della vita quotidiana e a rallentare la progressione della malattia.

Indicazioni: trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia (Stadi I, II, III e IV), trattamento postoperatorio dopo artroplastica della trapezio-metarpica, contrastare l'instabilità cronica della trapezio-metarpica.

Vedi anche Tutore Pollice Push Sports P41032TP DX / P41031TP SX - PAG. 129

Misure 0, 1, 2, 3
Codice P031012CMC - DX
P031011CMC - SX

Tab. misure pag. 137



IL POLSO E LA MANO

ULTRA FIT LACCI Polsiera funzionale

Tutore funzionale per il polso: traspirante e confortevole.

Sistema di chiusura facilitato, a lacci con unico tirante: si chiude con una sola mano.

Profilo speciale al palmo della mano: nessuna limitazione ai movimenti delle dita. Stecche modellabili: una dorsale e una palmare.

Lunghezza polsiera cm 25.

Indicazioni: Artrosi, artrite reumatoide, tenosinoviti, distorsioni, trattamento secondario delle fratture del polso.

Scelta della misura: misurare la circonferenza del polso, nel punto dove esso è più largo.

Misure S, M, L, XL
Codice EU0702 Destra
EU0701 Sinistra

Tab. misure pag. 137

Lunghezza polsiera: cm 25 / Modello normale



Misure S, M, L, XL
Codice EU0802 Destra
EU0801 Sinistra

Tab. misure pag. 137

Lunghezza polsiera: cm 19 / Modello corto

Ferula per polso PUSH Med Splint

Elevato grado di sostegno e protezione del polso. Stecche conformate anatomicamente. Compressione regolabile. Zone di comfort imbottite. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Si indossa facilmente con una mano sola. È utilizzabile sia di giorno che di notte.

Indicazioni: sindrome del tunnel carpale, strappi e tendiniti degli estensori resistenti alle terapie, disturbi dell'artrosi e dell'artrite reumatoide da moderati a gravi.

Misure 1, 2, 3, 4
Codice PM21022PS DX
PM21021PS SX

Tab. misure pag. 137

Vedi anche Polsino Push Sports P41022PSD DX / P41021PSS SX - PAG. 130



Ultra Fit Plus

Struttura di schiuma. Chiusure in velcro. Stecca palmare modellabile e removibile. Stecca modellabile per il pollice. Colore Nero.

Sostegno combinato del polso e del pollice, efficace e confortevole.

Mobilità completa delle altre dita. Allacciatura del pollice regolabile.

Lunghezza della polsiera cm 25.

Indicazioni: strappi e distorsioni del pollice e del polso, tendinite di De Quervain, artrosi e artrite del polso e del pollice, rizoartrosi, dopo rimozione di ingessature, postumi di frattura dello scafoide carpale e del pollice.

Misure S, M, L, XL
Codice EU0602 DX
EU0601 SX

Tab. misure pag. 137





EU-FINGER
Tutore per le dita della mano

I tutori per dita stabilizzano e allineano le articolazioni PIP e DIP Joints.

Indicazioni: deformità del dito a martello, del collo di cigno e del fiore all'occhiello, dito a bottoniera, dito a scatto e pollice a scatto, artrite e ipermobilità (EDS).

Codice **EU081** confezione da 1 pz. Tab. misure pag. 137



Codice **EU081S** Set completo da 1 pz. per misura



Dito a martello



Dito collo di cigno



Dito a bottoniera




Dito a scatto



Pollice a scatto

LE SOLUZIONI IDEALI PER LA CURA DELLA MANO CON UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI SPECIFICI.

Le mani sono, insieme alla vista, strumento principale di contatto con il mondo esterno e sono il nostro lasciapassare per la vita di tutti i giorni: grazie alle mani possiamo lavorare, giocare, creare, scrivere. Per questo è importante prendersene cura con dispositivi appositamente creati, flessibili, duttili, efficaci, sia quando sono del tutto efficienti e in salute che quando sono affaticate ad esempio da particolari stress lavorativi. Ma anche in caso di infortunio o di intervento. La cura della mano parte dalle attenzioni per la cute, con creme idratanti e nutritive, e passa per il trattamento delle cicatrici dopo interventi chirurgici dovuti alle patologie più comuni, e contempla anche la fase riabilitativa dell'immediato periodo post-operatorio.



OLEO GEL

L'OLEO-GEL E I SUOI BENEFICI

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze. È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti. Il microclima che si crea tra l'oleogel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica, alleviando così il dolore dove screpolature e lesioni fossero già presenti.



interno in
**OLEO
GEL**

CARPAL GEL SLEEVE Cuscinetto in Oleo-gel

Il supporto per la compressione Carpal Gel Sleeve è un cuscinetto in tessuto provvisto di un pad in oleo-gel dalla forma anatomica dello spessore di circa 6 mm che previene e riduce i traumi, gli impatti, la pressione. Ideale per cheloidi e cicatrici ipertrofiche risultanti da chirurgia plastica e ricostruttiva, ustioni, **trattamento della Pillar Pain** post-operatoria tunnel carpale, trattamento post-operatorio del tunnel carpale. L'Oleo-gel rilascia olio minerale, che previene e riduce la comparsa di tessuto cicatriziale.

Il tessuto elastico in 4 direzioni consente una mobilità ottimale del polso.

Misure **S/M, L**
Versioni **Destra e sinistra**
Codice **S1012 SM**
S1012 L

DIGITUBE - Tubolare ritagliabile per dita del piede e della mano

Digitube è indicato per le callosità, le ipercheratosi, le lesioni da sfregamento o da pressione delle scarpe, rimodellamento delle cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi. Grazie all'effetto lenitivo dell'olio minerale protegge le dita del piede e della mano. È costituito da un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata, rivestita con il gel polimerico che si adatta alle sporgenze del dito, lo avvolge completamente, ne ammorbidisce la pelle irritata.



Indicazioni: callosità, ipercheratosi, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe, rimodellamento delle cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi.

Misura **S, L**
Codice **S109 SF Piccolo**
S109 LF Grande

DIGITAL CAP - Guaina digitale per dita del piede e della mano

Guaina rivestita internamente in gel polimerico, protegge le dita del piede e della mano. Dona idratazione e sollievo dal dolore in caso di artrite, esito di chirurgia o di trauma e protegge la cute disidratata in caso di amputazioni; migliora l'aspetto delle cicatrici. Il gel si adatta alle deformità anatomiche e assorbe gli sfregamenti. Lavabile, riutilizzabile e ritagliabile.

Indicazioni: lesioni da sovraccarico e da sfregamento, callosità, ragadi, protegge la cute disidratata in caso di amputazioni e migliora l'aspetto delle cicatrici.

Misura **S, L**
Codice **S004SF Piccolo**
S004LF Grande



**OLEO
GEL**

EUCAP - Cappuccio per dita del piede e della mano

Protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole, contribuisce al rimodellamento di cicatrici. Ricopre completamente il dito del piede o della mano. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge.

Ritagliabile, lavabile e riutilizzabile. Foro di ventilazione apicale, per agevolare la naturale traspirazione della pelle.

Indicazioni: protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole, rimodellamento di cicatrici.

Misure **Unica**
Codice **S029F**

DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito del piede e della mano

Allinea le dita del piede e della mano deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature. Indicato anche per il trattamento di cicatrici posizionate nelle commessure interdigitali.

Indicazioni: alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto, trattamento di cicatrici nelle commessure interdigitali.

Misura **Unica**
Codice **S041F**
Versione **Ambidestra**

MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente elastico



Dispositivo in oleo gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. Protegge da pressione localizzata e attrito le zone di cute più esposte. Previene gli arrossamenti e le vesciche, favorisce la riduzione delle cicatrici. Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata. Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente ad ogni area di applicazione. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, favorisce la riduzione delle cicatrici.


Misure **Unica - 8 x 7 cm**
Codice **S038F**



**OLEO
GEL**



**OLEO
GEL**



LA COLONNA VERTEBRALE A RAGIONE PUÒ ESSERE DEFINITA COME L'ALBERO DELLA NOSTRA VITA.

È una complessa struttura ossea, disco-legamentosa e muscolare che unisce in sé caratteristiche peculiari contrapposte come la **STABILITÀ** e la **MOBILITÀ**.

Sono due concetti che non troverebbero un comune denominatore, ma che invece nella colonna vertebrale coesistono. E ciò è reso possibile dalla sovrapposizione di elementi ossei (le vertebre) e strutture visco-elastiche (i dischi intervertebrali) amalgamati e controllati da legamenti e muscoli.



1 Cervicale 7 vertebre

2 Dorsale 12 vertebre

3 Lombare 5 vertebre

4 Sacrale 5 vertebre





COLONNA VERTEBRALE

TUTORE LOMBARE

Studiato per le attività lavorative. Costruito in tessuto elasticizzato, sostiene efficacemente la zona lombare e alleggerisce gli stress sugli ultimi dischi. Dotato di sistema "criss cross" e stecche posteriori. Chiusura in velcro anteriore regolabile.

Indicazioni: lombalgia, discopatia

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU034**

Tab. misure pag. 136



TUTORE LOMBARE ORTHO NERO ZERO IMPACT

In tessuto elasticizzato morbido e altamente traspirante, è dotato di fasce elastiche aggiuntive che consentono una regolazione ottimale della compressione, e rinforzi di supporto verticali che lo rendono particolarmente efficace. Chiusura anteriore regolabile.

Indicazioni: destinato a chi svolge attività lavorative che sottopongono la regione lombare a particolari stress. Ideale come prevenzione per chi soffre di frequenti lombalgie o di lombalgia cronica.

Misure **S, M, L, XL, XXL**
Codice **EU046N**

Tab. misure pag. 136



COLONNA VERTEBRALE

Tutore lombare PUSH Care

Allevia dal dolore degli strappi muscolari nelle attività di tutti i giorni. Compressione uniformemente distribuita sui muscoli della regione lombare. Conformazione anatomica.

Cuscinetto regolabile e chiusure in velcro con maniglie.
Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Adatto a ogni tipo di corporatura, maschile e femminile.

Indicazioni: disturbi cronici aspecifici della regione lombo-sacrale, sciatica, prevenzione degli strappi muscolari lombari.

Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**
Codice **PC1401TL**

Tab. misure pag. 136



Tutore lombare PUSH Med

Sostegno di grado elevato della colonna, dal tratto dorsale inferiore alle prime vertebre sacrali (D8-S2).

Conformazione anatomica, non ostacola la posizione seduta. Compressione regolabile.

Stecche metalliche preformate, regolabili. Correzione posturale della colonna lombare.

Aderenza e vestibilità ottimali. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: spondilolisi e spondilolistesi, artrosi e discopatia, trattamento postoperatorio, fratture da compressione su base osteoporotica.

Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**
Codice **PM2402TL**

Tab. misure pag. 136



TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU057**

Dettagli a pagina 124



IL SISTEMA TIGGES

TIGGES CORSETTO LOMBARE



Il Sistema TIGGES allevia la contrattura muscolare ripristinando la normale pressione mediante il supporto elastico e sostenendo la colonna con la pelotta flessibile.

Tutori lombari funzionali dinamici

IL TUTORE LOMBARE CON PELOTTA SEGMENTATA FLESSIBILE MODULAZIONE DELLA TERAPIA CON TRAINING PROGRESSIVO IN 1 FASE


Nel campo dei disturbi della colonna lombare, i sostegni lombari TIGGES rappresentano un vero e proprio sistema di trattamento a sé.

La gamma dei prodotti è sufficientemente ampia da garantire la perfetta aderenza (e così il perfetto sostegno vertebrale) a ogni tipo di corporatura: femminile o maschile, normale, robusta o minuta.

Il rivoluzionario **Sistema TIGGES** si fonda sul principio del trattamento funzionale: **sostegno dinamico**, riequilibrio delle forze in gioco sulla colonna vertebrale, spostamento attivo del baricentro del corpo mediante la compressione e l'elevazione dell'addome. In questo modo viene evitata ogni limitazione di movimento della colonna e il paziente avverte immediatamente i benefici della correzione attiva della postura.

Il sistema sfrutta l'azione sinergica della fascia elastica a elevata compressione e della pelotta a elementi flessibili articolati: il risultato è un sostegno dinamico, senza inutili e dannose limitazioni, con un costante massaggio della muscolatura paravertebrale.


Doppia pelotta in dotazione Uomo



PELOTTA PER FASE ACUTA

PELOTTA PER FASE DI MANTENIMENTO

Doppia pelotta in dotazione Donna



PELOTTA PER FASE ACUTA

PELOTTA PER FASE DI MANTENIMENTO

CORSETTO LOMBARE

Tigges K/N UOMO

Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla **pelotta standard** viene fornita una **pelotta più sottile** e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro).

Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare.

Modello basso, adatto ai soggetti particolarmente attivi.

Indicazioni: lombalgia acuta, lombalgia cronica, lombosciatalgia lieve, sindrome lombare lieve, sindrome delle faccette lievi, dolore iperlordotico, dolore da iperlordosi di lieve entità, spondilolisi senza vertebre sciolate con lombalgia.



Misure XS, S, M, L, XL
Codice TO100

Tab. misure pag. 136

Tigges K/N DONNA

Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla pelotta standard viene fornita una pelotta più sottile e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro).

Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello basso, adatto per i soggetti particolarmente attivi.

Indicazioni: lombalgia acuta, lombalgia cronica, lombosciatalgia lieve, sindrome lombare lieve, sindrome delle faccette lievi, dolore iperlordotico, dolore da iperlordosi di lieve entità, spondilolisi senza vertebre sciolate con lombalgia.



Misure XS, S, M, L, XL
Codice TO101

Tab. misure pag. 136



CORSETTO LOMBARE



Tigges Unisex Corsetto lombare dinamico con pelotta segmentata flessibile

Corsetto lombare funzionale con pelotta dinamica segmentata più sottile e leggera. Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello universale.

Indicazioni: lombalgia da sforzo, attività lavorative pesanti.

Misure XS, S, M, L, XL
Codice TO103

Tab. misure pag. 136



CORSETTO LOMBARE



IL GINOCCHIO È UN'ARTICOLAZIONE FORMATA DALL'INCONTRO DI TRE OSSA: FEMORE, TIBIA E ROTULA.

Le prime due entrano in contatto alle loro estremità, mentre la rotula è collocata davanti al femore. L'articolazione è completata dal perone che gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di locomozione.

Tutte le superfici articolari sono rivestite di cartilagine. Ulteriore protezione dai traumi e usura deriva dalla presenza di due menischi, che funzionano come cuscinetti ammortizzatori. Il ginocchio viene inoltre stabilizzato da quattro robusti legamenti: due laterali e due interni. Proprio per la presenza di numerose strutture anatomiche, i processi patologici a carico del ginocchio sono numerosi.





Ginocchiera PUSH Care

Rinnovata e migliorata:

- Efficace supporto della rotula
- Facile da aprire e da indossare
- Gamma più ampia di misure per la coscia

Sollievo della cartilagine femoro-rotulea mediante il supporto stabilizzatore a ferro di cavallo, senza pressione indesiderata sul tendine rotuleo.

Materiali elasticizzati di alta qualità.

Facile da indossare e da allacciare.

Compressione uniforme e regolabile.

Aderenza anatomica e inserti in silicone anti-scivolamento.

Indicazioni: distorsioni del ginocchio lievi e moderate, meniscopatie, sindrome femorotulea, artrosi e artrite del ginocchio, instabilità residua del ginocchio, dopo interventi sui menischi e sulla cartilagine del ginocchio (artroscopia).

Misure 1, 2, 3, 4, 5
Versione Ambidestra
Codice PC1302G

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Ginocchiera Push Sports P4301G - PAG. 133



Ginocchiera PUSH Med

Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra: accompagnano la naturale flessione-estensione del ginocchio senza limitarla, neutralizzano completamente le sollecitazioni medio-laterali.

Gli inserti anti-scivolamento in silicone stimolano la propriocezione.

Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e tengono in posizione la ginocchiera.

Una sola cinghia circolare alla coscia, poplite completamente libero. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: artrosi e artrite reumatoide con sinovite, instabilità articolare, trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti del ginocchio.

Misure 1, 2, 3, 4, 5
Versione Ambidestra
Codice PM2301G

Tab. misure pag. 138



Tutore rotuleo PUSH Med

Sostiene la rotula e riduce le forze di trazione sul tendine.

Stimola la propriocezione attraverso una pressione localizzata.

Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico.

Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Sottile, con tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: sindrome femoro-rotulea, "Jumper's knee" (ginocchio del saltatore), tendinite rotulea, morbo di Osgood-Schlatter, sublussazione/ipermobilità della sindesmosi tibio-peroneale prossimale.

Misure Unica
Versione Ambidestra
Codice PM2302PA

Vedi anche Cinturino rotuleo Push Sports P4302PA - PAG. 133

IL GINOCCHIO

Ginocchiera EUSPLINT

Stecca immobilizzatrice per ginocchio in tessuto stratificato soffice e confortevole. Apertura anteriore, chiusure regolabili in velcro. Per la tutela del ginocchio, in sostituzione del gesso. Munita di due stecche laterali e due posteriori.

Indicazioni: trattamento postoperatorio - immobilizzazione temporanea.

Misure **Unica**
 Versioni **Ambidestra**
 Codice **EU 00500** (lunghezza cm 50)
EU 00650 (lunghezza cm 60)
EU 00700 (lunghezza cm 70)



IL GINOCCHIO

Ginocchiera TELESCOPICA POSTOPERATORIA Zero Impact

La ginocchiera postoperatoria Zero Impact contribuisce al ripristino della normale funzionalità del ginocchio o consente un prolungato periodo di riabilitazione.

La struttura in lega di alluminio è resistente al carico ma anche duttile per essere adattata alle singole esigenze: è possibile regolare la lunghezza della stessa premendo l'apposito tasto per scegliere la lunghezza desiderata.

La stabilizzazione del ginocchio è data dalle quattro fasce di fissaggio. Regolazione bilaterale della flessione-estensione: flessione 0°-120°, estensione 0°-90°.

Una volta scelto il grado di flessione/estensione è possibile bloccare l'impostazione premendo il tasto giallo verso il basso.

Indicazioni:

1. Trattamento conservativo dell'instabilità conseguente a protesi di ginocchio.
2. Lacerazione del legamento crociato anteriore e posteriore (LCA+LCP), lesione dei legamenti collaterali (LCM e LCL).
3. Trattamento riparativo a seguito di frattura del ginocchio, della rotula, lussazione, sublussazione, lesione del menisco, contrattura, artrosi, iperestensione del ginocchio, ecc. una posteriore.

Misure **Unica**
 Versioni **Ambidestra**
 Codice **EU059**



Ginocchiera Sportiva KFS

Misure **S, M, L, XL**
 Codice **EU0800**


Dettagli a pagina 121



GINOCCHIERA ROTULEA

Misure **S, M, L**
 Codice **EU056**

Dettagli a pagina 122





IL GINOCCHIO

Ginocchiera EU-CONT®

Calza perfettamente grazie anche a un allungamento longitudinale che impedisce lo scivolamento della ginocchiera.

La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio. Priva di cuciture, è ideata per esercitare una forte compressione.

Indicazioni: distorsioni, contusioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU0400**

EU-CONT

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Ginocchiera Bambù EU053 - PAG. 126



Ginocchiera rinforzata - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata ideata per esercitare una compressione; rinforzata da 2 stecche flessibili laterali.

Indicazioni: distorsioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU0410**

EU-CONT

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Ginocchiera rinforzata Bambù EU054 - PAG. 126



Ginocchiera SYLICON - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata con inserto in silicone per il sostegno e la contenzione della rotula. L'anello integrato di silicone produce una compressione e un massaggio benefico delle parti molli dell'articolazione. È presente una stecca su ogni lato.

Indicazioni: condropatia femoro-rotulea, lievi versamenti articolari.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU0420**

EU-CONT

Tab. misure pag. 138



LA CAVIGLIA È UNA STRUTTURA COMPLESSA, COSTITUITA DA OSSA, MUSCOLI, TENDINI E TESSUTO CONNETTIVO.

Essa è sottoposta a stress fisici rilevanti durante le attività quotidiane e ancor più durante le attività sportive, cosicché le lesioni traumatiche della caviglia sono molto comuni nei pazienti di ogni fascia di età e rappresentano il tipo più frequente di lesione muscolo-scheletrica osservabile in Pronto Soccorso.

Grazie alla sua peculiare architettura, la caviglia (o articolazione tibiotarsica) è estremamente stabile nei confronti delle forze in eversione, che sospingono il piede verso l'esterno.

Cavigliera EU-CONT®

Tessuto a maglia con elastomero intrecciato a trama alterna per impedire l'effetto laccio sopra ai malleoli. Offre grande elasticità in lunghezza e in altezza per un adattamento anatomico perfetto e senza pieghe.

Indicazioni: contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU0500**

EU-CONT

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Cavigliera Bambù EU055 - PAG. 127



LA CAVIGLIA

PUSH Care

Migliora la sensazione di stabilità della caviglia, diminuisce il gonfiore e allevia il dolore. Compressione regolabile mediante la chiusura Powernet® e la cinghia extra-compressiva.

Compatibile con ogni tipo di scarpa. Applicazione facilitata.

Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

Indicazioni: lievi distorsioni e irritazioni capsulari, tendiniti, instabilità lieve della caviglia, artrosi senza instabilità.

Misure 1, 2, 3, 4, 5
Codice PC12012C DX
PC12011C SX

Tab. misure pag. 138



LA CAVIGLIA

PUSH Med

Base elasticizzata combinata con rinforzi anelastici laterali a U ("staffa"). Stabilizzazione con cinghie elastiche e anelastiche. Bloccaggio del tallone integrato. Chiusura a cerniera e regolazione con velcro. Zone di comfort sul tendine d'Achille e sul retro piede. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero, traspirante con inserti anti-scivolamento in silicone, per stimolare la propriocezione. Sottile, leggera e traspirante.

Indicazioni: lesioni acute dei legamenti (alternativa al taping), instabilità legamentosa moderata, trattamento delle fratture stabili della caviglia, trattamento secondario delle fratture della caviglia, infiammazioni capsulari e tendiniti, artrosi associata a instabilità, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia (recidive), caviglia del calciatore, sindrome da impingement.

Misure 1, 2, 3, 4, 5
Codice PM22012C DX
PM22011C SX

Tab. misure pag. 138



NUOVA PUSH Med Aequi Flex

Push Med Aequi Flex garantisce la stabilità dell'articolazione della caviglia durante il trattamento funzionale delle lesioni alla caviglia (sub)-acute. Con il sistema Flex-protector, formato da un guscio mediale e da una fascia di ancoraggio mediolaterale, il recupero del paziente avviene all'insegna della sicurezza e del comfort.

La struttura ad anello chiuso formata da guscio e fasce elastiche consente il controllo dell'inversione, esercitando compressione allo stesso tempo. In base alle esigenze del paziente, è possibile regolare la compressione tendendo o allentando le fasce elastiche.

Indicazioni: distorsione laterale acuta della caviglia, distorsioni di 1°-2°-3° grado, trattamento di follow-up delle fratture della caviglia sottoposte a trattamento conservativo o chirurgico, instabilità da moderata a grave, osteoartrite da moderata a grave, prevenzione secondaria della distorsione della caviglia.

Misure 1, 2, 3
Codice PM22032AC DX
PM22031AC SX

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Cavigliera a 8 Push Sports P42022C DX / P42021C SX - PAG. 131



PUSH Aequi Ortho

Il tutore caviglia Push Aequi può essere definita uno stabilizzatore dinamico della caviglia. Contiene materiale rigido su un solo lato (quello mediale), per fornire il maggior grado possibile di stabilizzazione senza inibire la libertà di movimento.

La rigidità decresce verso i bordi, dando sostegno solo nei punti dove esso è richiesto e possiede una depressione per alloggiare il malleolo mediale.

L'inibizione dell'inversione/eversione è altamente efficace, ma la zona plantare è flessibile, per consentire la flessione dorsale e plantare del piede. La stabilizzazione è completata da una robusta cinghia anelastica, disposta da laterale a mediale. Le cinghie elastiche esercitano la compressione attorno alla caviglia e sono regolabili.

Indicazioni: instabilità grave della caviglia, trattamento funzionale delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, **trattamento secondario di fratture della tibiotarsica**, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure 1, 2, 3
Codice PO3201ACD DX
PO3201ACS SX

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Cavigliera Kicx Push Sports P42012C DX / P42011C SX - PAG. 132





CAVIGLIERA BIVALVA MARATHON



STEP_1
Aprire completamente i lacci del tutore.



STEP_2
Applicare sulla caviglia i due gusci assicurandosi che la fascia di congiunzione degli stessi sia posizionata sotto il tallone.



STEP_3
Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).



LA CAVIGLIA

Bivalva MARATHON MEMORY a staffa

Modello con le imbottiture a memoria di forma, si adatta perfettamente al profilo della caviglia.

Garantisce un'intima aderenza all'anatomia individuale e un perfetto sostegno articolare.

L'imbottitura ha un suo spessore doppio in corrispondenza dei malleoli, ciò ne aumenta il comfort.

Indicazioni: distorsione recente di 1°-2° grado con versamento moderato (fase acuta), instabilità articolare (cronica) e prevenzione delle distorsioni durante lo sport.

Misure **Unica ambidestra**
Codice **EU029**



Inserto in schiuma sintetica a memoria di forma.

Bivalva MARATHON AIR LITE

Offre il più elevato comfort e il massimo grado di sostegno articolare. Gli inserti vengono forniti pre-gonfiati, la valvola di cui sono dotati consente la regolazione individuale della compressione.

Indicazioni: distorsione recente di 2°-3° grado con versamento marcato (fase acuta). In tutti i casi di importante gonfiore della caviglia. Frattura malleolare composta/stabile e postumi di intervento. Dopo rimozione di un gesso.

Nella riabilitazione (fasi iniziali caratterizzate da gonfiore pronunciato).

Misure **Unica ambidestra**
Codice **EU029GL**



Inserto gonfiabile, regolabile.

LA CAVIGLIA

ASO - Ankle Stabilizer Orthosis

Tessuto di supporto in speciale tessuto di nylon rinforzato.
Lacci stabilizzatori per sostenere i legamenti e bloccare il tallone.
Chiusura a lacci. Linguetta in materiale a cellule chiuse, traforato.
Stecche amovibili in materiale plastico.

Indicazioni: trattamento delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, prevenzione delle distorsioni e delle recidive dopo una precedente distorsione; instabilità cronica della caviglia, alternativa al taping tradizionale nello sport.

Misure **XS, S, M, L, XL, XXL**
Versioni **Ambidestra**
Codice **MS200 (colore nero)**
MS200B (colore bianco)

Tab. misure pag. 138

Vedi anche Tutore Caviglia EU058 - PAG. 123



- 1** La chiusura in neoprene fornisce un ancoraggio sicuro ai lacci e alle stringhe.
- 2** La linguetta è fabbricata in Cool Flex™, traspirante e fresco da indossare. Lo stesso materiale è impiegato anche per rivestire la parte posteriore della scarpetta, per maggiore comfort della regione achillea.
- 3** Le stringhe in poliestere e cotone sono robuste e non si arricciano.
- 4** Le comode allacciature autoaderenti consentono di fissare con sicurezza i lacci stabilizzatori.
- 5** I lacci stabilizzatori in nylon rinforzato bloccano efficacemente il tallone, riproducendo l'effetto del taping.
- 6** La scarpetta in nylon rinforzato è molto resistente e non si deteriora a livello degli occhielli.

LA CAVIGLIA

WALKER ZERO IMPACT

Modello alto



Modello basso



Il walker è provvisto di aste montanti sagomate che riducono la pressione sull'arto inferiore, assicurando contemporaneamente migliore stabilità e immobilizzazione.

Può contenere adeguatamente bendaggio e imbottiture di cui necessitano il piede e la caviglia.

La suola, dotata di un nuovo profilo ribassato e molto leggera, presenta una superficie antiscivolo.

La chiusura con cinturini a velcro di facile presa e gli anelli a D che aiutano nell'applicazione/rimozione, contribuiscono alla compliance del paziente.

Imbottiture confortevoli e rimovibili.

Indicazioni: lesioni delle parti molli della parte distale della gamba, distorsioni della caviglia da moderate a gravi, lesioni delle sindesmosi tibio-peroneale distale, dolore e lesioni dell'avampiede, mesopiede e retropiede, fratture stabili del piede, della caviglia e della parte distale della gamba, fratture dei metatarsi, dopo interventi di riparazione dei tendini e dei legamenti, dopo altri interventi chirurgici (es. alluce valgo, artrodesi, ecc).

Misure **S (35 - 37,5), M (38 - 42), L (43 - 46)**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU060 - Modello alto**
EU060B - Modello basso

Rialzi per tallone (accessorio a parte)

Disponibile il set di rialzi per il tallone per il trattamento post-operatorio del tendine d'Achille.

Fissando i rialzi tramite il supporto adesivo presente sugli stessi, è possibile ottenere diversi gradi di sollevamento del tallone:

- 3 rialzi** = 22° di sollevamento del tallone
- 2 rialzi** = 16° di sollevamento del tallone
- 1 rialzo** = 10° di sollevamento del tallone

Codice **EU060RID - Dx**
EU060RIS - Sx

LA CAVIGLIA

PIN CAM WALKER Eumedica



Stivaletto deambulatorio con giunti articolari per mantenere bloccata, limitare selettivamente o concedere la flessione estensione del piede.

Profilo ribassato della suola per mantenere la normale lunghezza dell'arto trattato rispetto al controlaterale.

Suola monoscocca rivestita in gomma antisdrucciolo con forma "rocker bottom".

Imbottiture in morbido tessuto sintetico di schiuma. Bracci laterali e staffa in metallo.

Giunti articolari a livello della tibiotarsica. Sistema di regolazione a perni mobili con carter trasparente di sicurezza (incrementi di 7,5°).

Possibilità di scelta tra posizione fissa, 45° di flessione dorsale e 45° di flessione plantare.

Sostituisce il gesso senza rinunciare al risultato clinico ottimale, alla contenzione, all'igiene, al confort e alla sicurezza nel passo.

Indicazioni: fratture e distorsioni del piede e della tibiotarsica, lesioni del tendine di Achille, trattamento secondario di fratture e osteotomie che consentono il carico, immobilizzazioni prolungate, ritardi di consolidazione e pseudoartrosi, riabilitazione postoperatoria.

Misure **S (35 - 37,5), M (38-42), L (43 - 46)**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU026**

PUSH Ortho Aequi Junior



Il tutore offre il giusto equilibrio tra un efficace supporto meccanico e un ottimale comfort in tutti i casi di lesione della caviglia.

L'ortesi è stata progettata per bambini dai 6 ai 12 anni d'età (numero scarpa tra 30 e 37).

Il tutore **Aequi Junior** stabilizza l'articolazione tibiotarsica durante il movimento sia di inversione che di eversione e, indifferentemente, nelle posizioni di flessa e neutrale.

Il funzionamento ottimale del tutore si ottiene indossandolo in una scarpa robusta con i lacci.

Indicazioni: lesioni acute dei legamenti della caviglia, causate da traumi sia in inversione che in eversione, stabilizzazione di fratture della caviglia trattate conservativamente o chirurgicamente, instabilità articolare residua (lassità cronica dei legamenti), prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **PO3202AJ**

LA CAVIGLIA



Dettagli a pagina 104



Dettagli a pagina 100



Dettagli a pagina 98



Dettagli a pagina 98

ANTIDECUBITO



PRAFO® - Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Misure **Unica ambidestra regolabile**
Codice **PR650APU**
(controllo piano sagittale, piede diabetico)
PR650D
(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)

RIABILITAZIONE

AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale per piede cadente

Misure **1, 2, 3**
Codice **PA32032AFO DX**
PA32031AFO SX

RIABILITAZIONE



REHA STABIL

Misure **dal n°36 al n°48**
Codice **ORTORS**

Tab. misure pag. 140

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

RIABILITAZIONE



STABIL II

Misure **dal n°36 al n°48**
Codice **ORTOS2**

Tab. misure pag. 140

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

PRENDITI CURA DEI TUOI PIEDI

IL PIEDE È UN DISTRETTO ANATOMICO MOLTO IMPORTANTE, SOGGETTO COM'È A CONTINUO CARICO E A FREQUENTI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO FUNZIONALE.

Le deformità del piede, di varia entità, sono tra le cause più frequenti di consulto medico. Per alleviare i disturbi del piede è stata messa a punto la gamma che presentiamo nelle pagine seguenti, caratterizzata dal sostegno delle parti sofferenti del piede con silicone medicale o un morbido gel protettivo.

Fa inoltre parte della struttura del gel un purissimo olio minerale a effetto emolliente sulla cute.



Interamente progettato e sviluppato in **ITALIA**

PATENT PENDING PCT/IB2016/050424



Senza Valgofix



Con Valgofix



VALGOFIX® Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

Tutore per il trattamento e la correzione dell'alluce valgo e dei disturbi correlati, munito di un innovativo sistema dinamico che guida e sostiene il movimento articolare del dito durante il passo, proteggendo la sporgenza ossea da sfregamenti ed eliminando la borsite reattiva.

Studiato per un utilizzo sia diurno che notturno, Valgofix® esercita la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile all'interno di scarpe comode, consentendo di svolgere le normali attività e mantenendo l'alluce nel suo corretto allineamento.

Lavabile a 30°C. Asciugare lontano da fonti di calore.

3 FUNZIONI IN 1:

- 1. PREVENZIONE DI DEFORMITÀ MODERATE**
Aiuta a correggere la deviazione ed evita l'aggravamento della deformità dell'alluce valgo.
- 2. TRATTAMENTO CORRETTIVO POST-OPERATORIO**
Mantiene la correzione ottenuta con l'intervento chirurgico e protegge la zona operata.
- 3. RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA**
Sostiene il dito operato durante la rieducazione e abbrevia il tempo di guarigione.

Indicazioni:

alluce valgo, esostosi del primo metatarso, borsite metatarso-falangea, dolore articolare, sindrome pronatoria dell'avampiede associata all'alluce valgo.

- 1 Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione e di guida del movimento articolare dell'alluce.
- 2 Stecca in poliuretano speciale Elastollan® stampato a iniezione.
- 3 Fascia metatarsale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- 4 Fascia digitale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- 5 Cuscinetto protettivo in gel rivestito.


Misure Unica
Codice EU24



✓ **Prevenzione**

✓ **Attenuazione**

✓ **Risoluzione**



L'OLEO-GEL E I SUOI BENEFICI

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze.

È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti.

Il microclima che si crea tra l'Oleo-gel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica.



EUSAVE® SPLINT ELASTICO PER ALLUCE VALGO

Tutore elastico per alluce valgo

Tutore espressamente studiato per il trattamento postoperatorio dell'alluce valgo.

Composto da gambaletto elastocompressivo, presa avvolgente sull'alluce, bandelletta elastica con fissaggio a velcro.

Contrasta l'edema e mantiene la correzione chirurgica.

Indicazioni: trattamento elettivo dopo correzione chirurgica dell'alluce valgo, previene l'insorgere dell'edema post-operatorio dopo chirurgia dell'avampiede, sindrome algodistrofica dopo intervento chirurgico sull'avampiede, trattamento adiuvante nei pazienti con deformità dell'alluce in attesa di intervento chirurgico.

Trattamento conservativo dell'alluce valgo nei pazienti in cui vi è controindicazione assoluta all'intervento chirurgico.

Misure **S, M, L**
Versioni **Destra e sinistra**
Codice **EU037**

Tab. misure pag. 138



ZERO SPLINT

Splint elastico per alluce valgo

Fascia elastica studiata per il trattamento dell'alluce valgo. Favorisce la corretta posizione dell'alluce, alleviando il dolore.

Grande adattabilità ed elevato comfort della fascia grazie al tessuto elastico.

Tutore invisibile in quanto poco invasivo grazie ad una fascia elastica morbida e sottile. Può essere utilizzato sia di giorno sia di notte.

Indicazioni: alluce valgo, trattamento conservativo dell'alluce valgo.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU061**



EU-GEL UNIVERSAL BUNION

Protezione per alluce valgo

Protezione dell'esostosi del primo metatarso e della sovrastante borsite (alluce valgo). Cuscinetto morbido di gel sottile (3 mm) inserito su una leggerissima guaina di tessuto elasticizzato. Il gel va a contatto della pelle, alla quale diffonde il suo olio medicale per proteggerla e ammorbidirla. Assorbe tutte le forze di pressione e di sfregamento, dando sollievo dal dolore e dall'infiammazione. Entra comodamente in tutti i tipi di scarpa e resta sempre perfettamente posizionato. Ipoallergenico, dermatologicamente testato. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, borsite.

Misure **S, L - Modello ambidestro**
Codice **S025SF**
S025LF



EU-GEL COMFORT BUNION

Protezione per l'alluce valgo con cuscinetto cavo

Il cuscinetto di gel polimerico inserito nella manichetta di tessuto elasticizzato assorbe gli urti e riduce la pressione in ogni modello di scarpa, alleviando così il dolore e i fastidi causati dall'alluce valgo.

La guaina soffice e liscia come seta, ideata da stimati specialisti del piede, tiene confortevolmente in posizione il cuscinetto di gel aperto al centro, progettato anatomicamente sulla deformità dolorosa e non scivola durante il cammino. Si indossa sotto la calza. È lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, riduce le pressioni e gli sfregamenti sopra e intorno all'area della deformità alleviando il dolore.

Misure **S, L - Modello ambidestro**
Codice **S044SF**
S044LF



ACHILLE's Heel Pad

Supporto per il trattamento della tendinite dell'achilleo, sia su base degenerativa che microtraumatica. Sostiene ed esercita un continuo massaggio della zona mediante l'insero di gel polimerico.

Indicazioni: tendiniti ed estesopatie del tendine di Achille.

Misure **S1010F piccolo/ medio**
Codice **S1010LF grande/ extra grande**
Versione **Ambidestra**



Malleo GEL

Protezione dei malleoli e prevenzione di lesioni da attrito o compressione localizzata. Formato da due cuscinetti protettivi per le regioni perimalleolari mediale e laterale sul supporto di una guaina leggera ed elastica. Comfort e protezione effetto antiedemigeno. Sollievo delle caviglie gonfie e affaticate.

Indicazioni: trattamento post-operatorio, edemi perimalleolari di diversa natura post-traumatica e circolatoria, protezione dei malleoli.

Misure **S, L**
Versione **S1015 Piccola**
S1015L Grande



GEL TOE SPREADER W/TOE LOOP Divaricatore con anello di fissaggio al primo o secondo dito

L'anello in gel morbido e flessibile mantiene il dito nel corretto allineamento. Riduce l'attrito e l'irritazione della pelle, dà sollievo all'articolazione deformata. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S027 MF Medio**
S027 LF Grande
Versione **Ambidestra**



CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divaricatore per alluce in gel polimerico

Questo divaricatore è l'unico sul mercato capace di graduare la contropressione sull'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento perfetta per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Un prodotto confortevole, che contrasta anche la possibile deformazione del secondo dito.

Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S049 SF Piccolo**
S049 LF Grande
Versione **Ambidestra**





GEL BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento all'alluce.
Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea.
Il design brevettato garantisce la protezione tra l'alluce e la scarpa.
Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare.
Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**
Codice **S028F**
Versione **Ambidestra**



OLEO
GEL



GEL BUNION TOE SPREADER RINFORZATO

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento dell'alluce valgo di grado più accentuato. È un supporto morbido in silicone, ma allo stesso tempo molto resistente.
Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea.
Il design brevettato fornisce la protezione tra l'alluce e la scarpa.
Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare.
Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo più accentuato, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**
Codice **S048F**
Versione **Ambidestra**



SILICONE



DOUBLE LOOP BUNION SPREADER

Divaricatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito a martello

Allevia il dolore e corregge l'allineamento delle prime due dita.
Riduce la pressione sull'articolazione metatarso-falangea dell'alluce.
Il doppio anello assicura che il divaricatore resti in sede, fornendo protezione tra l'alluce e la scarpa.
Il morbido gel si adatta alle dita, minimizzando le aree di pressione.
Adatto nella maggior parte delle calzature.

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**
Codice **S039F**
Versione **Ambidestra**



OLEO
GEL



CUSTOM BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Protezione in gel polimerico.
Allevia il dolore sull'articolazione metatarsofalangea e fornisce il corretto allineamento all'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**
Codice **S050F**
Versione **Ambidestra**



KIT
HARD SOFT

OLEO
GEL



DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito del piede e della mano

Allinea le dita del piede e della mano deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature. Indicato anche per il trattamento di cicatrici posizionate nelle commessure interdigitali.

Indicazioni: alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto, trattamento di cicatrici nelle commessure interdigitali.

Misura **Unica**
Codice **S041F**
Versione **Ambidestra**

ANCHE
PER LE DITA
DELLA MANO



OLEO
GEL



GEL TOE SPREADER W/RIBBED FABRIC

Divaricatore con base di tessuto elastico

Riduce l'irritazione tra le dita. La maglia tubolare morbida ed elastica si applica facilmente sulle dita permettendo una corretta applicazione del tutore. Il divaricatore in morbido gel polimerico idrata e ammorbidisce la pelle. Non si schiaccia e non perde la sua forma nemmeno con uso prolungato. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S030MF Medio**
S030LF Grande
Versione **Ambidestra**

OLEO
GEL



GEL TOE SPREADER

Distanziatore per dita

Distanziatore in gel polimerico a legami incrociati (tridimensionali), espressamente studiato per le dita dei piedi. Grazie all'olio minerale contenuto, protegge dalle irritazioni e desquamazioni interdigitali e dà sollievo alle callosità che si formano tra le dita.

Indicazioni: deviazioni delle dita dei piedi, sfregamenti, callosità.

Codice **S017SF Piccolo**
S017LF Grande
Versione **Ambidestra**

OLEO
GEL



GEL TOE SEPARATOR

Divaricatore per dita

Divaricatore per le dita dei piedi in morbido gel polimerico contenente olio minerale che viene rilasciato gradualmente.

Non si schiaccia e non perde la sua forma, nemmeno con l'uso prolungato. Indispensabile per mantenere il corretto allineamento delle dita dei piedi, anche dopo interventi chirurgici. Il prodotto è riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, casi di sovrapposizione delle dita adiacenti.

Codice **S016SF Piccolo**
S016MF Medio
S016LF Grande
Versione **Ambidestra**

OLEO
GEL





DIGITUBE - Tubolare ritagliabile per dita del piede e della mano

Digitube è indicato per le callosità, le ipercheratosi, le lesioni da sfregamento o da pressione delle scarpe, rimodellamento delle cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi. Grazie all'effetto lenitivo dell'olio minerale protegge le dita del piede e della mano. È costituito da un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata, rivestita con il gel polimerico che si adatta alle sporgenze del dito, lo avvolge completamente, ne ammorbidisce la pelle irritata.

Indicazioni: callosità, ipercheratosi, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe, rimodellamento delle cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi.

Misura **S, L**
Codice **S109SF** Piccolo
S109LF Grande

ANCHE
PER LE DITA
DELLA MANO



interno in
**OLEO
GEL**



DIGI - STRIP Guaina tubolare ritagliabile

Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi, parzialmente rivestita in morbido gel polimerico contenente olio minerale.

Maglia elasticizzata all'esterno, gel polimerico all'interno.

Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

Indicazioni: adatta a lenire i fastidi derivati da dita a martello, callosità, vesciche, ecc.

Codice **S109SF** Piccolo
S109MF Medio
S109LF Grande



interno in
**OLEO
GEL**



DIGITAL PADS Cuscinetto digitale

Il cuscinetto in morbido gel polimerico contenente olio minerale, grazie alla sua natura elastica, si adatta alle esigenze del caso durante l'uso per ritornare poi alla sua forma originaria. È incompressibile e non si lacera. L'olio minerale naturale presente nel cuscinetto serve ad ammorbidire la lesione cheratosica.

Indicazioni: calli, duroni, occhi di pernice, dita a martello, ecc.

Codice **S001XSF** Piccolo
S001SMF Medio
S001LXLF Grande/Extra Grande



interno in
**OLEO
GEL**



DIGITAL CAP - Guaina digitale per dita del piede e della mano

Guaina rivestita internamente in gel polimerico, protegge le dita del piede e della mano. Dona idratazione e sollievo dal dolore in caso di artrite, esito di chirurgia o di trauma e protegge la cute disidratata in caso di amputazioni; migliora l'aspetto delle cicatrici. Il gel si adatta alle deformità anatomiche e assorbe gli sfregamenti. Lavabile, riutilizzabile e ritagliabile.

Indicazioni: lesioni da sovraccarico e da sfregamento, callosità, ragadi, protegge la cute disidratata in caso di amputazioni e migliora l'aspetto delle cicatrici.

Codice **S004SF** Piccolo
S004LF Grande



interno in
**OLEO
GEL**

ANCHE
PER LE DITA
DELLA MANO



interno in
**OLEO
GEL**

UNIVERSAL GEL STRAP Cuscinetto per metatarsalgie

Cuscinetto per l'avampiede in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Sostiene delicatamente le teste dei metatarsi, eliminando il dolore alla base delle dita.

Agisce come un ammortizzatore durante il cammino. Ammorbidisce le lesioni ipercheratosiche (calli, duroni, fittoni).

La maglia di supporto è elasticizzata nei due sensi.

Indicazioni: metatarsalgie meccaniche, neuroma di Morton.

Versioni **Destra e sinistra**
Codice **S003SMF Piccolo, Medio**
S003LXL Grande, Extra grande



interno in
**OLEO
GEL**

DUO METATARSAL Supporto metatarsale

Cuscinetto metatarsale in oleogel polimerico, ricoperto di tessuto morbido e sottile. Assorbe la pressione e l'attrito e riduce il dolore.

Rallenta la formazione della callosità (durone) alla pianta del piede sotto le dita.

Si applica sotto le calze, inserendo il 2° dito del piede nell'apposito occhio. Facile da indossare.

Indicazioni: metatarsalgie da sovraccarico.

Codice **S018SF Piccolo**
S018LF Grande



**OLEO
GEL**

4 IN 1 UNIVERSAL PROTECTOR WITH SEPARATOR Protezione metatarsale con divaricatore

La protezione metatarsale in gel polimerico con divaricatore, grazie al morbido gel, funge da ammortizzatore per la parte anteriore del piede e contemporaneamente ha un'azione di divaricazione.

Dona sollievo alla zona metatarsale assorbendo traumi e pressioni, contribuisce all'allineamento dell'alluce, riducendo l'infiammazione e l'accavallamento delle dita.

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la prominza ossea. Callo, borsite del 5° dito del piede. Metatarsalgia..

Codice **S052SF Misura S piede sinistro**
S052LSF Misura L piede sinistro

S052DF Misura S piede destro
S052LDF Misura L piede destro



USO DIURNO



USO NOTTURNO

CUSTOM NIGHT AND DAY BUNION SPLINT Protezione per alluce valgo con pad in gel adattabile

Utilizzare il Custom Night and Day Bunion Splint come sistema di sollievo quotidiano. Custom Night and Day Bunion Splint è un dispositivo sottile e leggero con tessuto elasticizzato.

Lo si può utilizzare nella maggior parte delle calzature. Pad in gel rimovibile ed adattabile. È possibile posizionare il pad in gel anatomico nel punto preciso dove si trova l'esostosi dell'alluce in modo tale da lenire ed alleviare da pressione e sfregamenti.

È indicato l'utilizzo della stecca in alluminio durante la notte in quanto fornisce un supporto (più rigido); trazione maggiormente la bandelletta divaricatoria sull'alluce rispetto all'utilizzo diurno per un maggior allineamento dello stesso.

Indicazioni: alluce valgo, 2° dito sovrapposto, protezione da sfregamenti e pressioni della prominza ossea.

Codice **S055SMF Piccolo, Medio**
S055LXL Grande, Extra grande
Versione **Destra e Sinistra**



Morbido sollievo a ogni passo

Regola la durezza del dispositivo in 3 modi:

- LEGGERA senza inserto
- MEDIA inserto arancione
- RIGIDA inserto verde



CUSTOM BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore



Codice: S050F

Dettagli a pagina 67

CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER

Divaricatore per alluce in gel polimerico



Codice: S049SF Piccolo
S049LF Grande

Dettagli a pagina 65

CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito



Codice: S053F

Dettagli a pagina 75

CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito



Codice: S054F

Dettagli a pagina 75



CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra alluce e 2° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti.

Adatto a quasi tutte le calzature.

Indicazioni: alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura Unica
Codice S053F - Ambidestra



CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione.

Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra 3°, 4° e 5° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti.

Adatto a quasi tutte le calzature.

Indicazioni: callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4° e 5° dito.

Misura Unica
Codice S054F - Ambidestra



EUCAP - Cappuccio per dita del piede e della mano

Protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole, contribuisce al rimodellamento di cicatrici. Ricopre completamente il dito del piede o della mano. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge. Ritagliabile, lavabile e riutilizzabile. Foro di ventilazione apicale, per agevolare la naturale traspirazione della pelle.

Indicazioni: protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole, rimodellamento di cicatrici.

Misure **Unica**
Codice **S029F**



ANCHE
PER LE DITA
DELLA MANO

OLEO
GEL



EUCREST RINFORZATO Cresta universale per le dita del piede

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio più accentuate. È un supporto morbido in silicone ma allo stesso tempo molto resistente, conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico è confortevole e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Facile da applicare e rimuovere. Non si sposta. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**
Versioni **Destra e Sinistra**
Codice **S047**



SILICONE



EUCREST - Cresta di Oleo-gel universale per le dita a martello

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio. È un supporto morbido conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico si adatta al dito con facilità e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Lavabile, riutilizzabile. È utilizzabile indifferentemente sia sul piede destro che sul piede sinistro.

Indicazioni: dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S031F**

OLEO
GEL



EUCREST 3 - Cresta universale per le dita a martello a tre anelli

Corregge simultaneamente la deformità a martello delle tre dita centrali e ne allevia i fastidi. Supporto morbido, anatomicamente conformato. Il triplo anello flessibile ed elastico si adatta alle dita con facilità e resta sempre in posizione. Materiale trasparente, igienico, lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: dita a martello multiple (2°-3°-4° dito), in associazione all'alluce valgo, nel piede cavo e nel piede reumatico.

Versioni **Destra e Sinistra**
Codice **S046SMF - Piccolo, Medio**
S046LXLF - Grande, Extragrande



OLEO
GEL





EUVAL - Protezione anatomica in Oleo-gel per l'alluce valgo

Gel morbido e flessibile per imbottire e proteggere l'esostosi dell'alluce valgo. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

Indicazioni: protezione della sporgenza dell'alluce valgo da ogni forma di pressione o sfregamento.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S032F**



EUPINKIEFINGER® - Protezione anatomica in Oleo-gel per il 5° dito

Gel morbido e flessibile per la protezione della sporgenza del 5° dito del piede da pressioni o sfregamento. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito.

Il confortevole anello avvolge la base del 5° dito e mantiene il prodotto in posizione. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

Indicazioni: callo e borsite del 5° dito del piede.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S033F**



EUPINKIEFINGER® DOUBLE LOOP Divaricatore per il 5° dito con doppio anello

Allevia il dolore localizzato alla sporgenza sotto al mignolo e garantisce il corretto allineamento del dito. Il suo design brevettato riduce la pressione sull'articolazione metatarso-falangea e protegge il 5° dito dalla scarpa. Il prodotto si infila facilmente sul 4° e 5° dito. È lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: protezione della sporgenza ossea del 5° dito da pressione o sfregamento, riduzione del dolore sull'articolazione metatarso-falangea, aiuta a riallineare le dita esterne.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S045F**



DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione.

Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature.

Indicazioni: callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4°, 5° dito.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S040F**





EUDUPLEX® - Imbottitura in Oleo-gel sottile per le teste dei metatarsi

Costruito con gel dello spessore di soli 2 mm, ricoperto da un leggerissimo tessuto elasticizzato.

Allevia la sensazione di bruciore, tipica delle condizioni di sovraccarico delle teste metatarsali. Ridistribuisce le forze che si generano durante il cammino o la corsa, ammortizzando l'impatto al suolo dell'avampiede.

Si indossa comodamente nella maggior parte delle calzature e si può calzare sia sul piede destro che sul piede sinistro, semplicemente rovesciandolo su sé stesso.

Indicazioni: metatarsalgia, neuroma di Morton, callosità dell'avampiede.

Misure **S/M, L/XL**
Versioni **Ambidestra**
Codice **S034SMF Piccolo / Medio**
S034LXL Grande / Extra grande



MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente elastico

Dispositivo in oleo gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. Protegge da pressione localizzata e attrito le zone di cute più esposte. Previene gli arrossamenti e le vesciche, favorisce la riduzione delle cicatrici. Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata. Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente ad ogni area di applicazione. Lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, favorisce la riduzione delle cicatrici.

Misure **Unica - 8 x 7 cm**
Codice **S038F**



Allungabile nelle 4 direzioni



FIVE TOE SEPARATOR Separatore 5 dita del piede

Il dispositivo mantiene le dita del piede separate e allineate, aiutando così a ripristinare la naturale forma del piede.

Aiuta a ridurre la pressione e l'attrito sulla zona dell'alluce promuovendo l'allineamento dello stesso grazie ad un maggiore spazio tra le dita, assorbendo la pressione e alleviando il dolore sull'articolazione dello stesso. Si adatta facilmente al piede fornendo un'ammortizzazione superiore grazie al cuscinetto posto sotto il piede stesso.

Indicazioni: allevia il dolore da borsite, alluce valgo, dito a martello.

Misure **Unica / 1 pz. destro e 1 pz.sinistro**
Codice **S056F**



GEL TOE DIVIDER Distanziatore sagomato per le dita

Distanziatore sagomato in oleo-gel per stabilizzare e mantenere allineate le dita del piede. Grazie all'olio minerale contenuto, protegge dalle irritazioni e desquamazioni interdigitali e dà sollievo alle callosità che si formano tra le dita. La sua particolare forma sagomata e anatomica, permette allo stesso di rimanere in posizione dando un sostegno più sicuro ed evitando così l'accavallamento delle dita.

Indicazioni: callosità interdigitali, sfregamenti, accavallamento delle dita.

Misure **Unica**
Codice **S057F**



GEL CORN PROTECTION

Anello di protezione delle dita

L'anello di protezione in morbido oleo-gel separa le dita creando lo spazio tra le aree interdigitali per evitare lo sfregamento delle stesse che spesso porta alla formazione di callosità o occhi di pernice. Nel caso di occhio di pernice, il tutore va posizionato prima o dopo lo stesso (non sopra).

Indicazioni: occhio di pernice, accavallamento delle dita, callosità delle dita, pressioni e sfregamenti.

Misure **S, L**
Codice **S058F**



GEL TOE TUBE

Tubolare di protezione per le dita

Gel Toe Tube è un tubolare in gel polimerico che assorbe la pressione tra le dita e protegge dallo sfregamento. L'olio minerale contenuto viene rilasciato lentamente nel tempo ammorbidendo ed idratando la pelle. Il dispositivo va fatto scivolare sul dito del piede e può essere ritagliato per ridurre la lunghezza se necessario.

Indicazioni: prevenzione da sfregamento, pressione e attrito, prevenzione e sollievo da calli, duri e vesciche, allevia le irritazioni dovute da sfregamento.

Misure **S, L**
Codice **S059F**



interno in
**OLEO
GEL**

SUPPORTO PER ARCO PLANTARE

Nuovo dispositivo per la cura della fascite plantare e delle plantalgie in generale.

Riduce il dolore e migliora la mobilità. Supporto confortevole facile da indossare.

Gel massaggiante: comfort e sostegno.

Indicazioni: fascite plantare, sperone calcaneare, tendinite, sindrome del tunnel tarsale, sindrome del cuboide.

Misure **Unica**
Versioni **Destra e sinistra**
Codice **S035F**

PRESSURE SENSITIVE SHEET

Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato



Misure **10 x 10 cm**
Codice **S006F**

ANTIDECUBITO



interno in
**OLEO
GEL**

Dettagli a pagine 97

EUSTATIC

Gambaletto per piedi delicati o diabetici



Misure **L, XL**
Codice **EU038**

Tab. misure pag. 138

DIABETOLOGIA
 MATERIALI PER PROTESI



La nuova fibra
SILVER

Dettagli a pagina 104



I SILICONI
SONO POLIMERI INORGANICI BASATI
SU UNA CATENA SILICIO-OSSIGENO
E GRUPPI FUNZIONALI ORGANICI
LEGATI AGLI ATOMI DI SILICIO.

Nei nostri prodotti viene usato un silicone estremamente raffinato molto morbido o, quando serve, a densità differenziata. Il nostro silicone è ipoallergenico, dotato di alta tollerabilità, assorbe ottimamente i colpi, ritorna subito alla forma originale dopo essere stato sottoposto a pressioni, ha una lunga durata ed è gradevole sulla pelle e facilmente lavabile.



PLANTARE GEL-AIR

Plantare antitraumatico. Adatto a ogni tipo di scarpa, elegante o sportiva. Ammortizza il carico dell'arto inferiore durante il cammino. Massimo comfort. Particolarmente indicato nell'uso di scarpe a tacco alto.

Indicazioni: metatarsalgie, plantalgie, dolori da sovraccarico e su base circolatoria.

Misure **Unica**
Codice **S081**



GEL-AIR MINI PLANTARE
Supporto per le teste metatarsali

Sostegno delle teste metatarsali in morbido silicone. Allevia i dolori localizzati alla base delle dita dei piedi sotto le teste metatarsali sostenendole e proteggendole dalle pressioni. Esercita un massaggio dell'area dolorante a ogni ciclo del passo. Speciale disegno di superficie, costituito da un'alternanza di salienze e depressioni romboidali.

Indicazioni: metatarsalgie meccaniche, secondarie, miste, neuroma di Morton, ipercheratosi plantare. Ideale per tacchi alti.

Misure **Unica**
Codice **EU087F**



GEL-AIR
Protezione retro tallone

Dispositivo in gel autoaderente. Applicato internamente alla parte posteriore della scarpa, protegge il tallone da pressione localizzata e attrito.

Previene il dolore e le vesciche della parte posteriore del tallone, provocati dallo sfregamento del bordo della scarpa.

Utilizzabile anche senza le calze, a diretto contatto della pelle.

Anallergico. Lavabile e riutilizzabile, mantiene a lungo l'adesività.

Indicazioni: protezione del tallone da pressione e attrito contro la scarpa, prevenzione del dolore e delle vesciche sulla parte posteriore del tallone.

Misure **Unica**
Codice **S037F**



OLEO
GEL



Gel-Air

ALL GEL TOE Protezione per le dita dei piedi

La protezione in gel per le dita del piede evita i fastidi derivanti dalla frizione e dalla pressione che si creano all'interno della calzatura. Si adatta alla maggior parte delle calzature, lavabile e riutilizzabile, fori traspiranti.

Indicazioni: protezione delle dita del piede, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misure **S, L**
Codice **S051SF Piccola**
S051LF Grande

DUO EU-INSOLE Supporto metatarsale con divaricatore

Ha una doppia funzione: infatti al plantare anteriore si aggiunge un divaricatore delle dita.

Il morbido silicone del plantare allevia il dolore e il bruciore alla base delle dita. È resistente allo sfaldamento.

Indicazioni: alluce valgo associato a metatarsalgia, disallineamento funzionale delle teste dei metatarsi.

Misure **Unica**
Codice **S023 DRF Dx**
S023 SRF Sx



EU-INSOLE Supporto metatarsale con anello

Cuscinetto in morbido silicone per il sostegno e la protezione delle teste dei metatarsi. Design anatomico. Con anello che serve per mantenere il dispositivo sempre nella corretta posizione, agganciandolo al primo o secondo dito. Allevia il dolore da sovraccarico.

Indicazioni: disallineamento funzionale della testa dei metatarsi, atrofia del cuscinetto adiposo dell'avampiede, metatarsalgia, neuroma di Morton.

Misure **Unica**
Codice **S021 DRF - Dx**
S021 SRF - Sx

Plantare EU-SHOCK ABSORBER 4/4

Plantare in morbido silicone con forellini per una maggiore traspirabilità, con proprietà biomeccaniche sovrapponibili a quelle dei tessuti molli del piede. Massimo sostegno e massima capacità ammortizzante. Inserti in gel silicónico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi.

Indicazioni: algie plantari meccaniche.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU086**

Tab. misure pag. 139

Plantare EU-SHOCK ABSORBER MICROBICAL PROTECTION 4/4

Plantare 4/4 in morbido silicone con copertura antimicrobica che diminuisce la proliferazione batterica prevenendo la formazione di cattivi odori. Inserti colorati a densità minore per alleviare i sovraccarichi nelle zone più sensibili.

Indicazioni: tallonite, metatarsalgia, plantalgie del piede piatto e del piede cavo.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU086MP**

Tab. misure pag. 139

Talloniera EU-SHOCK RED

Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante e scarico centrale in gel siliconico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi. Particolarmente indicata per talalgie.

Indicazioni: fascite plantare, talalgie.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU083**

Tab. misure pag. 139



SILICONE

Talloniera EU-SHOCK BLUE

Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante con scarico obliquo in gel siliconico colorato di minore densità per "spina calcaneale".

Indicazioni: talalgia da "spina calcaneale".

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU082**

Tab. misure pag. 139



SILICONE

Talloniera TALUS

Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

Indicazioni: fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie (meccaniche, posturali e degenerative lombari).

Misure **Unica**
Codice **S080**



SILICONE

Talloniera EU-SHOCK standard

Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

Indicazioni: fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie meccaniche, posturali e degenerative lombari.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU084**

Tab. misure pag. 139



SILICONE

Talloniera EU-SHOCK con inserto rimovibile

Talloniera specifica per la cura dello sperone calcaneale. Rimuovendo l'inserto centrale si crea un'area di scarico selettivo che elimina completamente la pressione localizzata sotto lo sperone. Lasciando l'inserto in sede, la talloniera diventa un supporto che ammortizza le pressioni su tutta l'area del tallone.

Indicazioni: sperone calcaneale, fascite plantare, tallonite.

Misure **S, M, L**
Codice **EU085**

Tab. misure pag. 139



SILICONE



LE PROPRIETÀ DEL COCCO



SCOPRI IL RIVESTIMENTO
DI ULTIMA GENERAZIONE IN FIBRA DI COCCO

Questo speciale tessuto è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è anche ecologico.



Il rivestimento in fibra di Cocco è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.



Plantari di ultimissima generazione con soletta AMMORTIZZANTE e TRASPIRANTE



Invaso profondo per il calcagno e il supporto dell'arcata plantare con 2 diversi gradi di consistenza permettono PROPRIETÀ DI SOSTEGNO E CONTENZIONE DIFFERENZIATE



PLANTARI IN COCCO

PLANTARI COCCO-TECH

Plantari di ultima generazione con effetto antibatterico e antifungino

Materiali di rivestimento di ultima generazione con effetto antibatterico e antifungino. Strato interno innovativo in EVA A traspirante grazie a una micro perforazione.

EVA A è fabbricato con una speciale resina modellata a caldo, leggera, con una struttura a cellule aperte, caratterizzato da una buona capacità di mantenere la sua forma originale. Possibilità di scelta del grado di contenzione.

Design adatto per calzature casual e sportive. Il **rivestimento in fibra di COCCO** è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà **traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.**

Invaso profondo per il calcagno e supporto dell'arcata plantare con due diversi gradi di consistenza: proprietà di sostegno e contenzione differenziata (Cocco-Tech Red, Cocco-Tech Black). Plantari a modellatura dinamica.

PLANTARE COCCO-TECH RED

Il più morbido dei plantari con conchiglia di sostegno. Leggero, contenzione moderata, inserto calcaneale in gel dalle proprietà ammortizzanti. Adatto alla maggior parte delle calzature. Elevato grado di accettazione da parte dei pazienti (diabetici, impiego generale). Termoformabile e ritagliabile.

Indicazioni: talalgia da spina calcaneare, leggera pronazione del retro piede, adatto per il piede diabetico, micosi (piede d'atleta), sostegno dell'arcata plantare longitudinale, piedi affaticati, dolori alla pianta dei piedi.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU076**

Tab. misure pag. 139

PLANTARE COCCO-TECH BLACK

Il plantare che offre maggior sostegno. Massimo controllo del mesopiede e retro piede. La speciale struttura scarica il peso e minimizza l'ingombro. Adatto alla maggior parte delle calzature. Adatto per un utilizzo continuo e per le attività sportive. Termoformabile e ritagliabile.

Indicazioni: allineamento del calcagno, tendiniti, correzione valgismo, micosi (piede d'atleta), pronazione, plantalgia, talalgia.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU075**

Tab. misure pag. 139

PLANTARI IN COCCO




FIBRA DI COCCO:
Il rivestimento in fibra di Cocco è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.



MEMORY FOAM:
attutente, a memoria di forma, leggero, antibatterico.



Invaso profondo per il calcagno e il supporto dell'arcata plantare.



AMMORTIZZANTE



PLANTARE MEMORY 4G® Plantare con azione traspirante e antibatterica

Plantare con base in materiale riciclato Memory Foam traspirante ad elevata memoria di forma e dalle proprietà ammortizzanti. Invaso profondo per il calcagno e supporto dell'arcata plantare.

Il rivestimento in fibra di COCCO è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà **traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.**

Design adatto per calzature casual e sportive.



I plantari Memory 4G® sono il risultato di una approfondita ricerca di materiali e dell'applicazione delle tecnologie più avanzate.

I plantari offrono molti vantaggi:

- TRASPIRANTI
- ANTIBATTERICI
- ASSORBENTI
- CONFORTEVOLI
- AMMORTIZZANTI
- ANATOMICI
- LEGGERI
- ADATTI ALLA MAGGIOR PARTE DELLE CALZATURE
- RITAGLIABILI IN PUNTA
- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA

Indicazioni: plantalgia, talalgia, congestione venosa e linfatica, crampi, pesantezza dei piedi e delle gambe, protezione del piede durante il cammino e l'attività fisica.

Misura **S, M, L, XL**
Codice **EU088**

Tab. misure pag. 139



Bianco



Beige

Nero

ADEGUA®



SALVA-PLANTARE ADEGUA®

La pelle ha una naturale presenza di batteri. Un alto livello di batteri, come la loro totale assenza, crea diversi problemi (allergie, odore, malattie, etc.). Il tessuto Q-SKIN® non è un battericida ma limita con efficacia le eccessive proliferazioni batteriche.

Controllo odore: normalmente i microbi sani della pelle vengono trasferiti ai tessuti. Con le normali fibre di nylon, questi batteri possono proliferare e crescere molto velocemente lasciando un cattivo odore anche su solette e plantari. Il Q-SKIN® con cui sono realizzati i Salva-Plantari ADEGUA®, con le sue caratteristiche microparticelle d'argento, limita la crescita di batteri affinché non crescano nei tessuti, riducendo spiacevoli odori.



Effetto Permanente: il filato Q-SKIN® del Salva-Plantare ADEGUA®, grazie agli agenti antimicrobici nella matrice polimerica, ha un effetto permanente (effetto batteriostatico dopo più di 100 lavaggi). Il Salva-Plantare ADEGUA® realizzato con il filato Q-SKIN® allunga la durata di plantari/solette e genera un globale effetto benefico dentro le calzature e ai piedi.

Indicazioni: contribuisce a limitare la proliferazione batterica ed il cattivo odore del piede - protezione di plantari.

Misure **1 (35/37) - 2 (38/40) - 3 (41/43) - 4 (44/46)**

Colori **bianco, beige, nero.**

Codice **ADCS colore bianco**
ADCSB colore beige
ADCSN colore nero

Non è un dispositivo medico


CICATRICI IPERTROFICHE LA NATURA RIMARGINA LE FERITE, EUSCAR AIUTA LA NATURA A FARLO NEL MODO MIGLIORE

La riparazione di una perdita di sostanza si attua mediante una complessa interazione fra mediatori chimici, cellule e proteine strutturali che cooperano affinché i tessuti lesionati possano recuperare la loro integrità e funzione.

L'alterazione di questo equilibrio, a livello cutaneo, può procurare l'insorgere di cicatrici atrofiche, ipertrofiche fino alla formazione di cheloidi.

La sola terapia chirurgica per queste lesioni si è dimostrata inefficace, dando luogo a numerose recidive. Da più di 15 anni l'uso del silicone ha sovvertito i normali protocolli terapeutici, dimostrandosi un metodo efficace non solo nel trattamento, ma anche nella prevenzione degli inestetismi cicatriziali.

Partendo dal sinergismo occlusione, compressione e uso di silicone si è creato un dispositivo medico specifico per ogni distretto corporeo.



IL "MICROCLIMA" CHE SI CREA TRA PATCH E CUTE FAVORISCE LA RIDUZIONE DELLA CICATRICE



EUSCAR Patch

Il PATCH EUSCAR è una placca in silicone medicale di alta qualità che rende meno visibili le cicatrici cutanee di ogni tipo. È particolarmente indicata per le cicatrici in fase di guarigione ed è utile per ridurre, ove possibile, le cicatrici meno recenti. La placca EUSCAR PATCH è indicata per le ferite post-chirurgiche e per ridurre l'eventuale tendenza alla formazione di cicatrici ipertrofiche.

Indicazioni: cicatrici, cicatrici ipertrofiche, cheloidi.

Codice **EUS1C** cm 2,5 x 10



EUSCAR Pomata*

La POMATA EUSCAR è una emulsione eudermica facilmente assorbibile dalla cute. I principi attivi sono UREA, VITAMINA E (tocoferolo), PANTENOLO (vitamina B-5), OLI ESSENZIALI a base di AGLIO (antibiotico naturale) e MELILOTO (acidi cumarinici con funzioni anticoagulanti naturali).

POMATA EUSCAR è indicata nei casi di gestione delle cicatrici, per mantenere integre le membrane cellulari per le specifiche proprietà antinfiammatorie e di protezione naturale dell'epidermide.

La POMATA EUSCAR migliora l'elasticità della pelle e si integra nei trattamenti fisioterapici come i massaggi dedicati allo scollamento cellulare sottocutaneo. Pomata Euscar Eumedica riduce la visibilità delle cicatrici e limita la formazione di cheloidi.

Codice **EUS1P** 30 ml

* È un prodotto cosmetico



WONDERSCAR

WONDERSCAR - Silicone Gel Sheet

Foglio in silicone per il trattamento di cheloidi e cicatrici ipertrofiche di tutte le superfici corporee. Il foglio è anallergico, atossico. Può essere tagliato nella misura desiderata.

Codice **S1045W219** cm 19,5 x 9,5 - 2 mm



interno in **OLEO GEL**

CARPAL GEL SLEEVE - Cuscinetto in Oleo-gel

Il supporto per la compressione Carpal Gel Sleeve è un cuscinetto in tessuto provvisto di un pad in Oleo-gel dalla forma anatomica dello spessore di circa 6 mm che previene e riduce i traumi, gli impatti, la pressione. Ideale per cheloidi e cicatrici ipertrofiche risultanti da chirurgia plastica e ricostruttiva, ustioni, **trattamento della Pillar Pain** post-operatoria tunnel carpale, trattamento post-operatorio del tunnel carpale. L'Oleo-gel rilascia olio minerale, che previene e riduce la comparsa di tessuto cicatriziale. Il tessuto elastico in 4 direzioni consente una mobilità ottimale del polso.

Misure **S/M, L**
Versioni **Destra e sinistra**
Codice **S1012 SM**
S1012 L



ANTIDECUBITO



I PRODOTTI DELLA LINEA ANTIDECUBITO PREVENGONO LE ULCERE DA DECUBITO MEDIANTE LA DISSIPAZIONE DELLE FORZE PRESSORIE, SIA PERPENDICOLARI CHE TANGENZIALI.

Essi sono costituiti da un gel polimerico applicato su un supporto di tessuto. Il gel polimerico possiede le caratteristiche di essere atossico, anallergico, trazionabile in ogni direzione, incomprimibile come l'acqua, elastico, a memoria di forma totale. Inoltre, il gel polimerico contiene all'interno della sua struttura chimico-fisica un olio minerale di elevatissima purezza. Ne sono state sperimentalmente studiate anche le proprietà cicatrizzanti ed eutrofiche in caso di perdita di sostanza cutanea e ustioni. Questi prodotti sono diretti in particolare ai pazienti anziani, a quelli costretti a lunghe degenze a letto, ai paraplegici e tetraplegici, ai disabili in generale.



Modello chiuso

Protezione per il Gomito in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arricciamento, con disco di gel polimerico per proteggere il gomito.

Misura **S/M donna, L uomo**
Codice **S107**



Modello chiuso

Protezione per il Tallone in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arricciamento, con protezione calcaneale in gel polimerico.

Misura **S/M donna, L uomo**
Codice **S107**



ANTIDECUBITO



PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Nuovo presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.
Doppia funzione:

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti.
Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede.
Funzione di molla per facilitare la deambulazione.
Barra antirotatoria per posizionare correttamente l'arto.
Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.

Misure	Unica
Versione	Ambidestra regolabile
Codice	PR650APU (controllo piano sagittale, piede diabetico) PR650D (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



DIABETOLOGIA



RIABILITAZIONE

PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato

Cuscinetto di gel polimerico ritagliabile nelle forme e misure desiderate, in modo da adattarsi e aderire a tutte le salienze anatomiche. Su un lato è disposto un supporto telato, per facilitarne l'applicazione e la rimozione.

Indicazioni: protezione da attriti e pressione localizzata.

Misura	cm 10 x 10
Codice	S006F con supporto telato S010QF senza supporto telato



OLEO GEL



RIABILITAZIONE



SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®

Persone di tutte le età, affette da problemi ereditari o causati da incidenti o malattie, hanno bisogno di calzature speciali in grado di alleviare il dolore e di ripristinare almeno in parte la mobilità. **OrthoTECH®** è la linea di scarpe terapeutiche costruite con materiali hi-tech, conformi ai più elevati standard di qualità, belle nell'aspetto, comode e funzionali. Sono stati conservati tutti i benefici delle scarpe su misura, eliminando però la necessità di laboriose misurazioni e modifiche. **Un concetto superiore di terapia: il trattamento funzionale** delle lesioni dell'arto inferiore. Questo trattamento contribuisce con successo a migliorare i risultati e ad accorciare il tempo di riabilitazione. Le scarpe terapeutiche **OrthoTECH®** attuano una limitazione selettiva dei movimenti articolari, consentono una deambulazione sicura e favoriscono la concessione del carico.



Misure dal n° 36 al n° 48
Codice **ORTORS**

Tab. misure pag. 140

Reha Stabil

Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

Indicazioni: instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



Misure dal n° 36 al n° 48
Codice **ORTOS2**

Tab. misure pag. 140

Stabil II

Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

Indicazioni: prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



RIABILITAZIONE



PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.

Doppia funzione:

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.



Misure **Unica**
Versione **Ambidestra regolabile**
Codice **PR650APU**
(controllo piano sagittale, piede diabetico)
PR650D
(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



DIABETOLOGIA



RIABILITAZIONE





RIABILITAZIONE



RIABILITAZIONE



REALIZZAZIONE
SU MISURA



FISSAGGIO
ANTERIORE



REGOLAZIONE
PERSONALIZZATA

AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale per piede cadente

- DESIGN INNOVATIVO
- SOSTEGNO ECCELLENTE
- STABILITÀ LATERALE

L'Ortesi Push Afo offre un eccellente sostegno in caso di disturbo al sollevamento del piede durante la deambulazione. Il suo innovativo design consente un'andatura naturale e permette di camminare di nuovo in modo sicuro ed efficiente.

Push AFO è un'ortesi caviglia-piede che, combinando diverse funzioni in modo esclusivo, solleva il piede durante la fase di swing (o di oscillazione), sostiene la flessione plantare dopo l'appoggio del tallone e permette, successivamente, la distensione del piede. L'ortesi, inoltre, offre stabilità laterale all'articolazione della caviglia.

Le fasce elastiche di Push AFO sono regolabili. In questo modo è possibile determinare il grado di sollevamento dinamico del piede nella fase di swing, in base alle esigenze personali di chi l'utilizza. All'appoggio del tallone, la funzione di contenimento delle fasce elastiche consente un efficace controllo della flessione plantare. Durante la fase di stance (appoggio), l'ortesi Push AFO consente all'articolazione della caviglia di flettersi e di estendersi liberamente e, durante la fase di distensione dell'avampiede, permette la funzione (residua) dei muscoli del polpaccio, contribuendo a un'andatura efficiente e naturale.

Di norma, è la calzatura indossata a consentire di fissare l'ortesi attorno al piede; Push AFO, invece, è dotata di un proprio sistema di fasce elastiche di fissaggio. Questo innovativo design consente d'indossare l'ortesi AFO anche con una calzatura leggera, per esempio una pantofola, stando in casa.

Indicazioni: ridotto controllo dei muscoli elevatori del piede durante la fase di swing e di risposta al carico (appoggio del piede / foot flat), eventualmente in combinazione con instabilità della caviglia. Patologie in cui può verificarsi una perdita di funzione dei muscoli elevatori del piede: ictus, ernia, sclerosi multipla, sindrome post-polio, distrofia muscolare, lesioni del midollo spinale.

Misure 1, 2, 3
Codice PA32032AFO Dx
PA32031AFO Sx

Tab. misure pag 138



DORSAL NIGHT SPLINT Tutore notturno per lo stretching della pianta del piede

Doccia per il piede da indossare di notte. Esercita lo stretching della fascia plantare e del tendine d'Achille, mantenendo il piede in posizione costante a 90°. Struttura anteriore a guscio con due semplici fasce di fissaggio al piede e alla gamba in morbido tessuto traspirante.

Le dita e tutta l'area della caviglia e del retro piede restano libere. Semplice, confortevole ed efficace.

Indicazioni: fascite plantare, tendinite dell'Achilleo, piede cadente neurologico, dolore post-statico

Misure SM, LXL
Codice EU052 SM
EU052L XL

Tab. misure pag 138



EURESTSPLINT Tutore di supporto per il piede

Eurestsplint è un tutore ideato per l'immobilizzazione, la stabilizzazione e la prevenzione della rotazione durante la notte o a riposo.

Consigliato nella riabilitazione dopo distorsioni e fratture, in caso di fascite plantare, dopo chirurgia di piede e caviglia e per la prevenzione del piede cadente, in caso di accorciamento del tendine d'Achille e in caso di lesioni da pressione dovute al prolungato allettamento.

Il supporto rimovibile a T, provvisto di ulteriori supporti rimovibili, consente il controllo della rotazione e la regolazione dell'elevazione del piede.

La struttura del tutore e le proprietà dei materiali garantiscono immobilizzazione efficace di piede e caviglia e costituiscono un supporto robusto e confortevole.

Il tutore anti-rotazione impedisce il movimento eccessivo e previene la rotazione indesiderata di piede e caviglia, mantenendoli in una posizione stabile, ma anche confortevole, durante il riposo, consentendo così un recupero più rapido in modo sicuro e agevole.

Consente la regolazione di altezza ed equilibrio del piede grazie al supporto a T da posizionare sotto il tutore. Garantisce comfort e pulizia grazie ai cuscinetti in spugna rimovibili.

Indicazioni: immobilizzazione di piede e caviglia in differenti posizioni.

Misure M (n° 38-41), L (n° 42-45)
Codice EU063



RIABILITAZIONE



LA SPALLA

Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti.
 Leggero, ben tollerato, economico.
 Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**
 Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 135



BENDAGGIO E TAPING

EUCARD - Fascia toracica compressiva post-operatoria

Il dispositivo EUCARD è un presidio post-operatorio per la gestione e il recupero da interventi al torace. Il dispositivo è destinato alla riduzione di eventuali ematomi e al contenimento di possibili edemi.

La fascia toracica EUCARD è composta da una cintura sternale regolabile completa di placca pettorale integrata.

Il dispositivo è realizzato in tessuto felpato con imbottitura in PU, bordature in cotone e chiusure a Velcro®. Facile e rapida da rimuovere e riapplicare per consentire l'ispezione in sito e le medicazioni della ferita chirurgica.

Indicazioni: trattamento contenitivo post-operatorio di interventi al torace.

Misure **Unica**
 Codice **EU 039**



RIABILITAZIONE



ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO TAGLIA



EUTROMBOFIX®

Calza per la profilassi della trombosi

Maglia elasticizzata con fili rivestiti.

La calza veste perfettamente ed è ben tollerata dalla pelle.

Resistente alla traspirazione e agli unguenti.

Lavorata a maglia secondo la forma anatomica, a compressione graduale da 18 mm Hg (caviglia) a 8 mm Hg (coscia).

Apertura di ispezione sotto le dita dei piedi.

Bordo prossimale con inserto in silicone.

Lavabile e sterilizzabile (121° autoclave).



Indicazioni:

- Profilassi della trombosi nel trattamento dei degenti, prima, durante e dopo interventi chirurgici.

Controindicazioni:

- Se ne sconsiglia l'uso in presenza di grave arteriosclerosi, dermatiti, gravi edemi delle gambe anche di origine cardiaca, ulcere aperte.

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA CALZA




TABELLA TAGLIE

	SMALL FASCIA GIALLA	MEDIUM FASCIA VERDE	LARGE FASCIA ROSSA
SHORT FASCIA SOTTILE	SHORT / SMALL STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA SOTTILE GIALLA Cod. EU 163 AG C S	SHORT / MEDIUM STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA SOTTILE VERDE Cod. EU 163 AG C M	SHORT / LARGE STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA SOTTILE ROSSA Cod. EU 163 AG C L
REGULAR FASCIA MEDIA	REGULAR / SMALL STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA MEDIA GIALLA Cod. EU 163 AG R S	REGULAR / MEDIUM STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA MEDIA VERDE Cod. EU 163 AG R M	REGULAR / LARGE STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA MEDIA ROSSA Cod. EU 163 AG R L

È disponibile anche la misura EXTRA LARGE con tassello: Cod. **EU 163 AG XLT**
 Ø Polpaccio superiore cm 46, Ø Caviglia superiore cm 28



DIABETOLOGIA



PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Nuovo presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso. Doppia funzione:

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti.
 Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede.
 Funzione di molla per facilitare la deambulazione.
 Barra antirotatoria per posizionare correttamente l'arto.
 Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.

Misure **Unica**
 Versione **Ambidestra regolabile**
 Codice **PR650APU** (controllo piano sagittale, piede diabetico)
PR650D (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



ANTIDECUBITO



RIABILITAZIONE

EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici

La sua particolare tessitura, con cuciture appiattite, evita qualsiasi abrasione o sfregamento e garantisce una compressione graduata sul piede per favorire la circolazione sanguigna.

Nella realizzazione del tessuto, dove il cotone è prevalente, è stata inserita la fibra Silver, ottenuta unendo uno strato di argento puro alla superficie di un filamento continuo in modo permanente, avente proprietà antimicrobica, antistatica, naturale, termoregolante, schermante.

Tali fibre, oltre a eliminare i cattivi odori, mantengono il piede fresco e asciutto. Il gambaletto non va indossato su ferite aperte.



Indicazioni: piede delicato/diabetico, piede amputato o con ulcere.

Misure **L, XL**
 Codice **EU038**

Tab. misure pag. 138



La nuova fibra **SILVER**





EUMEDICA SHOES



Fascione anti squilibrio in microporosa



SISTEMA SECURA® SUOLA ANTI SQUILIBRIO

Caratteristiche:

- Suola costruita in gomma microporosa a densità differenziata, con una inclinazione per scaricare la pressione dall'avampiede e trasferirla sul retropiede
- Retropiede (tacco) costituito da una mescola di densità più consistente per una maggiore stabilità e robustezza
- Fascione centrale anti squilibrio posto sotto l'avampiede costituito da una mescola morbida che assorbe il carico di pressione nel caso di uno sbilanciamento del peso in avanti durante la deambulazione

Sistema SECURA®

Caratteristiche:

- Tomaia in speciale tessuto forato per garantire la massima circolazione dell'aria. Ottima resistenza all'abrasione, alla tensione, alla lacerazione e al lavaggio
- Tomaia regolabile per contenere qualsiasi piede
- Suola in microporosa a bidensità con fascione centrale antisbilanciamento in avanti
- Contrafforte esterno per un maggior sostegno alla caviglia
- Peso estremamente leggero

Indicazioni: trattamento del post-operatorio.

Misure dal n° 35/6 al 45/6 (ogni due numeri)
Vendita al pezzo
Versione Ambidestra
Codice SC100N



EUMEDICA SHOES



Sistema SECURA® Flat

Caratteristiche:

- Calzatura post-operatoria con suola semirigida sagomata in modo da favorire la naturale camminata.
- Tomaia in tessuto forato per facilitare la traspirazione.
- Fascia di chiusura che consente la regolazione della parte anteriore della calzatura e del volume interno; facilita l'alloggiamento di piedi edematosi, gonfi o bendati.
- Contrafforte esterno per un maggior sostegno della caviglia.

Indicazioni: trattamento del post-operatorio.

Misure dal n° 35/6 al 45/6 (ogni due numeri)
Vendita al pezzo
Versioni Ambidestra
Codice SC300N





SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®

Reha Stabil



Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

Indicazioni: instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

Misure dal n° 36 al n° 48
Codice ORTORS

Tab. misure pag. 140

Dettagli a pagina 98

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

Stabil II



Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

Indicazioni: prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Misure dal n° 36 al n° 48
Codice ORTOS2

Tab. misure pag. 140

Dettagli a pagina 98

PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



OLEO GEL

PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleogel con o senza supporto adesivo telato

Misure cm 10 x 10
Codice S006F con supporto telato
S010QF senza supporto telato



ANTIDECUBITO

Dettagli a pagina 97

EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici

Misure L, XL
Codice EU038

Tab. misure pag. 138



DIABETOLOGIA

Dettagli a pagina 104



La nuova fibra SILVER



BENDAGGIO E TAPING




Eupress Grip

Maglia tubolare elasticizzata compressiva.
Conferisce sostegno ai muscoli e alle strutture articolari.
Coadiuvata la riabilitazione dopo la rimozione di splints e apparecchi gessati. Mantiene in sito le medicazioni sia agli arti che al tronco.
Traspirante.

Indicazioni: riabilitazione, bendaggio su medicazioni.

- | | |
|--------|---|
| Codice | R011B Ø cm 6,25 |
| | Mano o arto piccolo |
| | R011C Ø cm 6,75 |
| | Braccio medio, caviglia piccola |
| | R011D Ø cm 7,50 |
| | Braccio grande, caviglia media, ginocchio piccolo |
| | R011E Ø cm 8,45 |
| | Caviglia grossa, ginocchio medio, coscia sottile |
| | R011F Ø cm 10,00 |
| | Coscia media, ginocchio grande |
| | R011G Ø cm 12,00 |
| | Coscia grande |



BENDAGGIO E TAPING



Eupress Tape

Nastro adesivo anelastico in tessuto di cotone 100%.
Per eseguire rinforzi ai bendaggi di base, a protezione di strutture legamentose articolari (in prevenzione e cura).
Taglio a zig zag - Anima da 1".

Indicazioni: taping e bendaggio funzionale. Ottimo per il fissaggio di tutori a prevenzione delle retrazioni cicatriziali nella chirurgia del paziente ustionato.

- | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| Codice | CP1025 | CP1038 | CP1050 |
| | cm 2,5 x 10 mt | cm 3,8 x 10 mt | cm 5 x 10 mt |



Kinesio Tape Benda elastica adesiva neuromuscolare

Taping neuromuscolare adattabile a qualsiasi parte del corpo, fornisce supporto al trattamento muscolare. Ipoallergenico, resistente all'acqua, traspirante, privo di lattice.
La funzione del taping è quella di attenuare dolori causati da contratture e tensioni muscolari, tendiniti e artrosi cervicali, edemi ed ematomi sottocutanei.
Aiuta il naturale processo di guarigione dei tessuti.
Dimensione: 5 cm x 5 mt

Indicazioni: allevia il dolore. Aiuta a ridurre l'infiammazione. Contribuisce alla ripresa motoria.

- | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Codice | EU074B | EU074N | EU074R | EU074BL |
| | colore beige | colore nero | colore rosa | colore blu |





alevia®

IL NATURALE BENESSERE DI MANI E PIEDI

CREME ED EMULSIONI A BASE DI
SOSTANZE NATURALI FUNZIONALI
ED ESTRATTI VEGETALI.

UNA LINEA COMPLETA per dare sollievo e idratazione

Alevia è la linea di creme* ed emulsioni studiate per la cura e il benessere di mani e piedi sensibili, secchi, screpolati e disidratati. Prodotti specifici formulati per prevenire fastidi e disturbi, e offrire all'epidermide massimo comfort, grazie a sostanze funzionali naturali ricche di preziose virtù.

* Sono prodotti cosmetici





CREMA GAMBE E PIEDI STANCHI

Indicazioni: ideale per proteggere e mantenere giovane la pelle. Indicata per donare sollievo a gambe e piedi stanchi e con sensazione di pesantezza. Adatta per decongestionare piedi e gambe gonfie e doloranti, dopo essere stati a lungo in piedi.

Proprietà: crema leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Ricca di principi attivi vegetali, quali gli estratti di ippocastano, meliloto e ruscus. Ha azione riposante e rinfrescante, e contiene inoltre vitamina E.

Codice **AL1ST**

Prodotto cosmetico



CREMA MANI E PIEDI SCREPOLATI

Indicazioni: la pelle ha un naturale film idrolipidico di protezione il cui giusto equilibrio è garanzia di morbida elasticità per l'epidermide. Quando si rompe l'equilibrio la pelle si secca o, peggio, si screpola ed è necessario riportarla al più presto alla sua normale idratazione con l'apporto dei necessari principi nutritivi.

Proprietà: questa delicata crema riesce a ripristinare applicazione dopo applicazione il giusto grado di umidità dell'epitelio grazie a polimeri a bassa tensione superficiale e alto potere lubrificante, senza per altro ungere minimamente. Impedisce l'occlusione dei pori e consente una normale traspirazione.

Codice **AL7SC**

Prodotto cosmetico



CREMA PIEDI SECCHI

Indicazioni: consigliata per piedi secchi, disidratati e screpolati. Per ammorbidire la cute o in caso di rugosità, ipercheratosi e talloni dissecati.

Proprietà: crema che sfrutta l'azione combinata di più ingredienti: il burro di karité, la vitamina E, e l'urea. Quest'ultima sostanza idrata profondamente la pelle e ammorbidisce le callosità e rugosità del piede. Profumata con olio essenziale naturale di lavanda.

Codice **AL2SE**

Prodotto cosmetico



EMULSIONE MASSAGGIO CAVIGLIE E PIEDI GONFI

Indicazioni: ideale come crema per il massaggio ai piedi e nel trattamento di caviglie gonfie e doloranti e nella pratica sportiva.

Proprietà: emulsione leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Contiene un particolare estratto di ippocastano titolato al 90% in escina ad alta concentrazione, estratto di Ananas, Arnica e Boswellia.

Codice **AL12EC**

Prodotto cosmetico



CREMA RINFRESCANTE E DEODORANTE

Indicazioni: consigliata per prevenire la formazione di cattivi odori e per rinfrescare i piedi. Non contenendo antitraspiranti, è particolarmente indicata per pelli sensibili.

Proprietà: possiede un effetto deodorante di lunga durata che viene assicurato da sostanze di derivazione naturale, senza interferire sulla traspirazione. Le proprietà rinfrescanti e lenitive vengono assicurate dall'olio essenziale di menta e dall'estratto di centella, ad alto titolo di principi attivi. La vitamina E protegge ulteriormente la pelle.

Codice **AL4DE**

Prodotto cosmetico



EMULSIONE MASSAGGIO PIEDI DELICATI

Indicazioni: emulsione da massaggio ad azione emolliente, idratante, eutrofica.

Contiene vitamina E ad alta concentrazione e sostanze ad azione idratante profonda (urea, pantenolo, PCA, sodio lattato) e triterpeni da centella asiatica.

Proprietà: trattamento cosmetico indicato come coadiuvante per prevenire le alterazioni cutanee del piede diabetico.

Codice **AL11EM**

Prodotto cosmetico



CREMA PER MANI E PIEDI FREDDI

Indicazioni: una anche lieve insufficienza circolatoria, che può essere causata da diversi fattori (la stagione invernale, il fumo, l'obesità o il dover stare in piedi a lungo), può provocare una fastidiosa sensazione di freddo a mani e piedi. Si accusa un senso di indolenzimento, stanchezza o gonfiore. Alevia, grazie alle acquisizioni della cosmetica moderna, contribuisce ad ovviare a questi inconvenienti.

Proprietà: un leggero massaggio con questa crema contribuisce a migliorare la circolazione veicolando nella cute le sostanze funzionali, mantiene l'idratazione donando un durevole senso di benessere.

Codice **AL8FR**

Prodotto cosmetico



CREMA PREVENZIONE ARROSSAMENTI

Indicazioni: è particolarmente indicata per chi, per ragioni professionali, venga a contatto con detersivi, solventi o altre sostanze dannose per la pelle. Consigliata anche per bambini e anziani che debbano fare uso costante di pannolini o pannoloni. È comunque una efficace profilassi per chiunque preveda situazioni di stress per la pelle di mani e piedi nella routine quotidiana.

Proprietà: la composizione in crema assicura una facile applicazione e un rapido e totale assorbimento. Contiene speciali polimeri chiamati perfluoropolietilieri, una recentissima scoperta della cosmetica scientifica, che agiscono come potente barriera contro ogni aggressione esterna di agenti chimici (detersivi, solventi, ecc.) o fisici (polvere, caldo, freddo).

Codice **AL9AR**

Prodotto cosmetico

DISPOSITIVI PROTEZIONE SLOAN

Gli articoli **Sloan** sono indumenti protettivi monouso per la protezione del personale medico e paramedico dal contatto con liquidi organici del paziente o con irrigazione e lavaggi, al fine di prevenire possibili infezioni.

I dispositivi **Sloan** sono fabbricati in polietilene, spessore più di 50 micron, con cuciture termosaldate.

Possono essere indossati sia sotto un camice sterile che sopra i comuni vestiti.

Gli indumenti protettivi **Sloan** rispondono alle Norme del T.U. 81/2008 e s.m.i. emanate in recepimento alle direttive CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il modello della tuta (JUMPSUITE) e dei calzoni (PANT PROTECTOR), grazie all'apertura posteriore, favorisce la traspirazione e garantisce all'utilizzatore una gradevole sensazione di asciutto sia all'interno che all'esterno. Questi articoli sono attualmente impiegati nei reparti di recupero funzionale, pronto soccorso, sale operatorie e sale-parto, ma sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni anche non chirurgiche per le quali sussista il pericolo di un contatto con fluidi organici: autopsie, emodialisi, rianimazione, pulizia e manutenzione di sale operatorie, bagno dei pazienti.

Sono disponibili con suola anti-sdrucchiolo (NON-SKID BOOTIE, optional).

Medici ed infermieri sono divenuti sempre più sensibili alle problematiche connesse al contatto con i fluidi organici, quindi richiedono misure protettive più efficaci.

La letteratura medica più recente invita a considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti da HIV: ciò comporta che deve essere invitato in via cautelativa ogni contatto con i liquidi biologici.

Sono così stati ideati gli articoli SLOAN STA-DRI che agiscono come valida barriera protettiva delle infezioni per il personale sanitario.



BOOTLEG LEGGING Gambale monouso

Gambale in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, doppio elastico di sostegno (caviglia – coscia) suola antisdrucchiolo.

Codice **SL250Y**



JUMPSUITE SALOPETTE Tuta monouso

Tuta in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucchiolo.

Codice **SL150Y**



FULL APRON Grembiule monouso

Grembiule lungo in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica.

Codice **SL750Y**



PANT PROTECTOR Calzoni monouso

Calzoni in polietilene con spessore più di 50 micron, cuciture termosaldate, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucchiolo.

Codice **SL350Y**

RIACCENDI LA TUA VOGLIA DI SPORT

GRAZIE AI TUTORI
ZERO IMPACT ACTIVE,
DOLORI E FASTIDI
DURANTE L'ATTIVITÀ
SPORTIVA SONO
SOLO UN RICORDO.



IL GINOCCHIO

GINOCCHIERA Sportiva KFS

Tutore sportivo con guaina anatomica e supporti per il controllo del "tracking" rotuleo. Dotato di giunti speciali ultrapiatti e ricoperti, apertura al poplite e alla rotula, che permettono la perfetta flessione ed estensione del ginocchio.

Indicazioni: protezione e sostegno del ginocchio durante lo sport, prevenzione delle lesioni dei legamenti, instabilità cronica del ginocchio, gonalgia anteriore da alterato tracking rotuleo.

Misure **S, M, L, XL**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU0800**

Tab. misure pag. 141



STEP_1
Aprire i lacci con il velcro.
Aprire la parte superiore (coscia)
e la parte inferiore (gamba) della
guaina di base e posizionarla
dietro il ginocchio.

STEP_2
Avvolgere la guaina attorno
al ginocchio, trazionando
il materiale fino a fissare tra loro
le apposite chiusure in velcro
poste sul davanti. Regolare la
tensione della guaina in modo da
avvertire la giusta compressione,
senza che essa provochi fastidio.



STEP_3
Se la guaina è stata applicata
correttamente, la rotula spingerà
dall'apertura anteriore. I giunti
devono centrarsi lungo i lati della
coscia e della gamba.

STEP_4
Allacciare i lacci fissandoli con il
velcro. Regolare la loro tensione
in modo che siano ben stretti,
ma non tanto da ostacolare la
circolazione.

IL GINOCCHIO

GINOCCHIERA ROTULEA

Ideato per lo sportivo regolare che ricerca una ginocchiera stabilizzante per praticare la propria attività in modo efficace. Specifico per il trattamento e la prevenzione del Runner's knee (ginocchio del corridore).

La lunetta laterale è adattabile a seconda delle esigenze.

Indicazioni: dolore anteriore del ginocchio nello sport, Runner's knee, sindrome femoro-rotulea, condromalacia della rotula, malallineamento dell'apparato estensore del ginocchio, iperestensione esterna della rotula, sublussazione laterale della rotula.

Misure **S, M, L**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU056**

Tab. misure pag. 141



STEP_1

Aprire completamente i lacci del tutore.

STEP_2

Applicare lo stabilizzatore rotuleo impegnando la rotula in corrispondenza del foro sul davanti del ginocchio.

STEP_3

Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).

LA CAVIGLIA

Tutore CAVIGLIA

Per sostenere e proteggere la caviglia durante lo sport.

Allevia il dolore ed è sempre confortevole anche per utilizzi prolungati. Applicazione semplice e rapida.

Grado di supporto intermedio/moderato.

Tripla azione: lascia mobilità alla caviglia, mantiene il calore del corpo e agevola la traspirazione.

Indicazioni: protezione della caviglia durante le attività sportive, strappi, distorsioni, tendiniti e infiammazioni della caviglia di grado moderato, migliora la performance in caso di debolezza della caviglia.

Misure **S/M, L/XL**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU058**

Tab. misure pag. 141



STEP_1

Inserire il tallone nel foro, disponendo la parte più piccola (con le cinghie) della cavigliera sotto l'arcata del piede.

STEP_2

Chiudere la sezione anteriore sopra l'arcata del piede

STEP_3

Chiudere la sezione posteriore attorno alla caviglia

STEP_4

Fissare le cinghie lunghe incrociandole davanti alla caviglia. Regolare la tensione secondo le necessità.

LA COLONNA

TUTORE LOMBARE Ortho Sport

Il tutore lombare in tessuto elasticizzato confortevole e traspirante, è ideale per la pratica sportiva e ottimamente tollerato a contatto con la pelle, grazie alla morbidezza e alla velocità con cui l'umidità evapora, lasciando la pelle asciutta ed evitando il possibile raffreddamento da umidità trattenuta. Durante la pratica sportiva, è possibile rimuovere le stecche, se creano impedimento.

Indicazioni: lombalgia, contratture muscolari, prevenzione di dolori lombari.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU057**

Tab. misure pag. 141



LE NATURALI PERFORMANCE DEL BAMBÙ

SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI
CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA
PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.

Grazie alle proprietà antimicrobiche e alla capacità di assorbire il sudore favorendo la traspirazione, il bambù contribuisce a mantenere la temperatura corporea al giusto livello, per un comfort ottimale sia in estate che in inverno.

IL GINOCCHIO



GINOCCHIERA BAMBÙ

Ideata per chi pratica un'attività sportiva regolare, è dotata di inserti antiscivolo in silicone nella parte superiore. La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio, senza limitarne il movimento. Priva di cuciture.

Indicazioni: protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, distorsioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU053**

Tab. misure pag. 141



GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ

Le due stecche laterali flessibili consentono un contenimento efficace, indispensabile per praticare sport. La parte centrale elastica si adatta in modo ottimale quando si flette il ginocchio. È dotata di inserti antiscivolo in silicone nella zona superiore e di un inserto in silicone che sostiene la rotula e produce un massaggio benefico nelle zone molli.

Indicazioni: protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**
Codice **EU054**

Tab. misure pag. 141

LA CAVIGLIA



CAVIGLIERA BAMBÙ

Il tessuto elasticizzato a trama alterna impedisce l'effetto laccio sopra i malleoli, lasciando liberi i movimenti durante l'attività fisica. Offre grande elasticità in lunghezza e altezza per un perfetto adattamento anatomico senza pieghe.

Indicazioni: protezione della caviglia durante le attività sportive, contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo la rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU055**

Tab. misure pag. 141

**PER LA
CAVIGLIA**



**CONTROL
YOUR
GAME!**



DISTRIBUITO DA:

EUMEDICA®
Active

LA GAMMA DI TUTORI PUSH SPORTS È STATA PROGETTATA DA UN TEAM DI SPECIALISTI ESPERTI, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON ATLETI E PROFESSIONISTI DELLO SPORT, PER SODDISFARE ESATTAMENTE I DESIDERI DI CHI LI INDOSSA.

L'efficiente utilizzo di materiali di qualità superiore si traduce in una gamma di tutori sportivi ultrasottili e particolarmente confortevoli, che sostengono le articolazioni durante l'attività sportiva e che, grazie al design essenziale, sono ideali da indossare con calzature e abbigliamento sportivi. La gamma **Push Sports** si fonda sulle **competenze mediche di Push Braces**. Ogni tutore, inoltre, presenta una funzionalità ben studiata e su misura, per praticare sport all'insegna della salute e della sicurezza.

TUTORE POLLICE PUSH SPORTS



L'ortesi per pollice Push Sports è utile in caso di dolore persistente al pollice in conseguenza dell'iperestensione cronica dell'articolazione o infortunio durante l'attività sportiva. L'ortesi stabilizza l'articolazione, consentendo la guarigione dei legamenti interessati. L'apposito cappuccio protegge il pollice dolente da possibili urti, ad esempio dall'impatto con la palla.

Le fasce del tutore sono regolabili in modo personalizzato e consentono a chi lo indossa di determinare il grado di limitazione della flessione del pollice in base alle proprie esigenze.

Allo stesso tempo, le fasce compensano la mobilità dovuta al danno ai legamenti dell'articolazione. Le fasce del tutore si incrociano l'una con l'altra e neutralizzano le sollecitazioni medio-laterali dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice.

Le articolazioni del pollice rimanenti e il polso mantengono la loro libertà di movimento. Grazie all'ortesi per pollice, il palmo della mano risulta libero, consentendo di indossare guanti da portiere o da sci.

Indicazioni: pollice dello sciatore: iperestensione o dislocazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice (MCP-1).

Misure S, M, L
Versioni Destra e sinistra
Codice P41032TP DX
P41031TP SX

Tab. misure pag. 142



IL POLSO

POLSIERA PUSH SPORTS

La polsiera Push Sports è particolarmente adatta in caso di dolore persistente o lieve instabilità del polso. Le stecche nel tutore limitano la flessione e l'estensione del polso inibendole, con una piacevole sensazione per chi lo indossa e consentendo di praticare sport senza difficoltà.

Il grado di compressione è regolabile tramite la fascia elastica, che allo stesso tempo trasmette una sensazione di protezione.

Grazie al materiale confortevole, a rapida asciugatura e dal design sottile, la polsiera Push Sports aderisce perfettamente alla pelle e presenta un'ottima conformazione anatomica.

Indicazioni: per la prevenzione di disturbi da sovraccarico recidivi dell'articolazione del polso, in caso di disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di dolore all'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità o instabilità dell'articolazione del polso.

Misure S, M, L
Versioni Destra e sinistra
Codice P41012P DX
P41011P SX

Tab. misure pag. 142



POLSINO PUSH SPORTS

In caso di lievi disturbi da sovraccarico al polso, lo stabilizzatore Push Sports è la soluzione ideale.

Questo tutore esercita una compressione attorno al polso, sostenendolo e riducendo il dolore durante l'attività sportiva. Grazie al materiale sottile e confortevole, lo stabilizzatore offre una sensazione piacevole.

Posizionarlo è facile e le fasce anti-scivolamento in TPU garantiscono un mantenimento della posizione ottimale, con conseguente sensazione di sicurezza e stabilità per chi lo indossa.

Indicazioni: per la prevenzione di disturbi da sovraccarico recidivi dell'articolazione del polso, in caso di leggeri disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità dell'articolazione del polso.

Misure Unica
Versioni Destra e sinistra
Codice P41022PSD DX
P41021PSS SX



IL BRACCIO

TUTORE EPICONDILITE PUSH SPORTS

Il tutore per gomito Push Sports è la soluzione ideale in caso di gomito del tennista o gomito del golfista, quando, a causa di un'intensa sollecitazione improvvisa, l'inserzione dei tendini dei muscoli dell'avambraccio sul gomito viene sovraccaricata e diventa dolente.

Mediante una pelotta, il tutore per gomito esercita una pressione sui muscoli dell'avambraccio interessati, con conseguente decompressione dell'inserzione tendinea colpita. La pressione si crea progressivamente grazie al materiale elastico della pelotta e a una piccola parte elastica presente sulla fascia. In questo modo, il dolore viene ridotto ed è possibile riprendere in piena sicurezza l'attività sportiva.

Indicazioni: "gomito del tennista" (epicondilite).

Misure Unica
Codice P4701SA



LA CAVIGLIA

CAVIGLIERA A 8 PUSH SPORTS

La cavigliera 8 Push Sports offre sostegno in caso di leggera distorsione della caviglia o riabilitazione (quasi) completata. La fascia elastica, che viene avvolta attorno alla caviglia formando un 8, stabilizza l'articolazione esercitando una compressione stabile e piacevole, con conseguente sensazione di sicurezza per chi indossa il tutore. Le speciali fasce anti-scivolamento in TPU hanno un andamento diagonale sopra l'avampiede e attorno al tallone e aumentano, in questi punti, la forza elastica del tutore. Le fasce in TPU a entrambi i lati della caviglia (sistema a "staffa") stimolano la propriocezione. La cavigliera è realizzata in materiale particolarmente sottile e traspirante e si asciuga rapidamente.

Indicazioni: distorsioni della caviglia (recidive), lieve distorsione della caviglia, lieve instabilità della caviglia, infiammazione capsulare.

Misure S, M, L
Versioni Destra e sinistra
Codice P42022C DX
P42021C SX

Tab. misure pag. 142



CAVIGLIERA KICX PUSH SPORTS

La cavigliera Kicx Push Sports offre la migliore protezione possibile da distorsione della caviglia durante l'attività sportiva, risultando particolarmente adatta sia alla ripresa degli allenamenti sia alla prevenzione di recidive in caso di instabilità della caviglia.

Le fasce elastiche funzionali che s'incrociano sul lato esterno della caviglia ne limitano l'inversione in modo efficace. Le fasce sono fissate al lato interno rinforzato del tutore e si estendono verso l'esterno della caviglia seguendone la conformazione anatomica. Se il piede viene inclinato verso l'interno, le fasce elastiche entrano in tensione e prevengono la distorsione della caviglia. In questo modo è possibile praticare sport come sempre, poichè la cavigliera Kicx Push Sports consente la flessione plantare e dorsale dell'articolazione della caviglia.

Il materiale elastico di qualità superiore aderisce perfettamente all'anatomia della caviglia e garantisce una piacevole compressione attorno alla caviglia. Il tutore è ultrasottile e quindi si adatta perfettamente alle calzature sportive leggere.

Indicazioni: instabilità della caviglia, prevenzione di traumi da inversione ricorrente (recidive).

Misure S, M, L
Versioni Destra e sinistra
Codice P42012C DX
P42011C SX

Tab. misure pag. 142



CINTURINO ROTULEO PUSH SPORTS

Il dolore attorno alla rotula o in corrispondenza dell'inserzione del tendine rotuleo, causato da progressivo sovraccarico, viene ridotto grazie allo stabilizzatore di rotula Push Sports. La pelotta elastica comprime il tendine rotuleo, fornendo un efficace sostegno alla patella.

Lo stabilizzatore di rotula comprime il tendine rotuleo esattamente sotto la patella, creando una leggera inclinazione con conseguente sollievo della cartilagine sul lato posteriore della patella. A ogni passo, il tutore esercita una compressione sul tendine rotuleo, che consente un buon dosaggio della pressione. Il grado di compressione può essere regolato in base alle esigenze di chi lo utilizza, modificando la tensione della fascia. Lo stabilizzatore di rotula aiuta chi lo indossa a riprendere a praticare sport senza dolore.

Indicazioni: infiammazione del tendine rotuleo, ginocchio del saltatore, morbo di Osgood-Schlatter.

Misure Unica
Codice P4302PA



GINOCCHIERA PUSH SPORTS

La ginocchiera Push Sports è la soluzione giusta quando uno sportivo avverte una leggera sensazione di instabilità al ginocchio, necessita di ulteriore supporto durante l'attività sportiva, accusa disturbi residui dopo un'operazione al menisco o una lesione ai legamenti.

Questo tutore sostiene il ginocchio in modo esclusivo mediante due snodi a balestra su entrambi i lati dell'articolazione. Le sollecitazioni medio-laterali vengono neutralizzate, senza limitare in alcun modo la flessione e l'estensione del ginocchio. È proprio la forma particolare di questi snodi che consente di stabilizzare in modo eccellente l'articolazione del ginocchio, senza produrre limitazioni durante l'attività sportiva. Una pelotta a forma di ferro di cavallo è integrata nel tutore: essa si posiziona attorno alla rotula e contribuisce a stabilizzarla nell'arco di movimento del ginocchio. L'eccellente conformazione anatomica e lo spessore sottile della ginocchiera permettono di indossarla senza problemi sotto l'abbigliamento sportivo.

Indicazioni: sensazione di instabilità, lesione ai legamenti del ginocchio, artrosi, sindrome femoro-rotulea, lesione del menisco.

Misure S, M, L, XL
Codice P4301G

Tab. misure pag. 142



Tabelle misure




TABELLE MISURE TUTORI COLLO, SPALLA, SCHIENA

COLLO

COLLARI PUSH CARE E MED

Misura	1	2
Per tutti i modelli	cm 27 - 36	cm 36 - 46

COLLARE EUSOFT ED EUSOFT RINFORZATO

Misura	Small	Medium	Large
H. cm 8	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49
H. cm 10	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49

COLLARE EULIGHT

Misura	Small	Medium	Large
	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49



SPALLA

TUTORE DI SPALLA PER EMIPLEGICI

Misura	XS	S/M	L/XL
Circonferenza	sotto cm 29 Ø	da cm 30 Ø a 33	da cm 34 Ø in poi

La circonferenza va presa +/- a cm10 al di sopra del gomito.






BENDAGGIO S.O. BAND

Misura	S	M	L	XL
Circonferenza torace	fino a 60 cm	da 61 a 81 cm	da 81 a 100 cm	da 101 a 120 cm
Lunghezza prodotto	cm190	cm 230	cm 280	cm 320

ISTRUZIONI: posizionare il braccio in abduzione contro il torace, con il gomito flesso a 90° e con l'avambraccio in posizione orizzontale a livello della vita. Per determinare la misura, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.

- 1) Circondare il polso con il bendaggio e fissarlo un poco più in alto con la chiusura in Velcro.
- 2) Far passare il bendaggio sulla spalla sana e poi obliquamente dietro la schiena, girare attorno al tronco passando al di sotto dell'arto lesa.
- 3) Circondare il braccio dal lato lesa appena al di sopra della piega del gomito, passando dal dietro all'avanti.
- 4) Fissare l'estremità posteriore.



TUTORE PER SPALLA PUSH MED

Misura	1	2	3
Circonferenza	cm 55 - 75	cm 75 - 105	cm 105 - 140



TABELLE MISURE COLONNA VERTEBRALE

TUTORI LOMBARI

* solo per tutore lombare Ortho Nero Zero Impact



TUTORE LOMBARE E TUTORE LOMBARE ORTHO NERO - ZERO IMPACT

Misura	S	M	L	XL	XXL *
Per tutti i modelli	cm 75 - 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115	cm 116 - 130

Altezza fascia lombare ANTERIORE	EU034 cm 20	EU046N Ortho cm 20
Altezza fascia lombare POSTERIORE	EU034 cm 24	EU046N Ortho cm 24



TUTORE LOMBARE PUSH CARE E PUSH MED

Misura	1	2	3	4	5	6
Per tutti i modelli	cm 65 - 75	cm 75 - 85	cm 85 - 97	cm 97 - 110	cm 110 - 125	cm 125 - 145

Altezza fascia lombare ANTERIORE	Push Care: cm 15	Push MED cm 16
Altezza fascia lombare POSTERIORE	Push Care: cm 25	Push MED cm 32



CORSETTO LOMBARE TIGGES

MISURE



LA TAGLIA SI DETERMINA A LIVELLO DELL'ADDOME COME RIPORTATO NELL'ICONA.

MODELLI

TIGGES K/N UOMO



TIGGES K/F DONNA



TIGGES E UNISEX




TAGLIE

	I° XS	II° S	III° M	IV° L	V° XL	Altezza Corsetto
Uomo Tigges K/N	Cod. T0100XS	Cod. T0100S	Cod. T0100M	Cod. T0100L	Cod. T0100XL	Ant. cm 16 Post. cm 20
Donna Tigges K/F	Cod. T0101XS	Cod. T0101S	Cod. T0101M	Cod. T0101L	Cod. T0101XL	Ant. cm 16 XS/S Ant. cm 18 M/L/XL Post. cm 23,5
Unisex Tigges E	Cod. T0103XS	Cod. T0103S	Cod. T0103M	Cod. T0103L	Cod. T0103XL	Ant. cm 17 Post. cm 23
Circonferenza vita	cm 75 - 85	cm 85 - 95	cm 95 - 105	cm 105 - 115	cm 115 - 125	

TABELLE MISURE GOMITO, MANO, POLSO E GINOCCHIO

GOMITO



SISTEMA FUNZIONALE PER GOMITO PUSH

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 22 - 24	cm 24 - 26	cm 26 - 28	cm 28 - 32	cm 32 - 36



MANO E POLSO

EU-FINGER

Per determinare la misura, prendere la circonferenza del dito della mano tra la falange distale e prossimale. È consigliata la prova del tutore.

Misura circonf. dito	2	3	4	5	6
	mm 44 - 46	mm 46 - 50	mm 50 - 55	mm 55 - 58	mm 58 - 60

Misura circonf. dito	7	8	9	10	11
	mm 60 - 62	mm 62 - 65	mm 65 - 68	mm 67 - 71	mm 71 - 74

Misura circonf. dito	12	13	14
	mm 74 - 77	mm 77 - 81	mm 81 - 84



POLSIERA ULTRA FIT PLUS

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 16 - 18	cm 19 - 20	cm 21 - 23



POLSIERA ULTRA FIT LACCI

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 16	cm 16 - 19	cm 19 - 23	cm 23 - 25



POLSIERA PUSH CARE E MED - FERULA PUSH SPLINT

Misura	1	2	3	4
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 15 - 17	cm 17 - 19	cm 19 - 21



PUSH ORTHO CMC TUTORE DINAMICO PER LA RIZOARTROSI


Misura	0	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 15 - 17,5	cm 17,5 - 19,5	cm 19,5 - 22,5	cm 22,5 - 27



GINOCCHIO

SISTEMA FUNZIONALE PER GINOCCHIO PUSH CARE E MED

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 28 - 31	cm 31 - 34	cm 34 - 37	cm 37 - 41	cm 41 - 45



GINOCCHIERA, GINOCCHIERA RINFORZATA E GINOCCHIERA SYLYCON / EU-CONT®

Misura	EU-CONT			
Per tutti i modelli	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
	fino a cm 32	cm 32 - 37	cm 37 - 42	oltre cm 42




TABELLE MISURE TUTORI CAVIGLIA E PIEDE

CAVIGLIA E PIEDE

SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA PUSH CARE E MED

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 26 - 29	cm 29 - 32	cm 32 - 35	cm 35 - 38	cm 38 - 41



SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA ORTHO AEQUI E MED AEQUI FLEX

Misura	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 31 - 34	cm 34 - 40

SISTEMA FUNZIONALE PER PIEDE CADENTE AFO PUSH ORTHO

Misura	1	2	3
cm.	cm 27 - 31	cm 31 - 34	cm 34 - 40
Num. piede	36 - 41	39 - 44	42 - 47



SISTEMA EUSAVE

Misura piede	Small	Medium	Large
	n° 35 - 38	n° 39 - 42	n° 43 - 46

SISTEMA EUSTATIC

Misura	Large	X - Large
Per tutti i modelli	n° 39 - 40	da 41 in poi

DORSAL NIGHT SPLINT

Misura	S - M	L - XL
Uomo	dal n° 38 al 42	dal n° 43 al 48
Donna	dal n° 37 al 42	dal n° 42 al 46

CAVIGLIERA FUNZIONALE ASO

Misura	X - Small	Small	Medium	Large	X - Large	XX - Large
Per tutti i modelli	cm 25,5 - 28	cm 28,5 - 30,5	cm 31 - 33	cm 33,5 - 35,5	cm 36 - 38	cm 38,5 - 40,5



TABELLE MISURE TUTORI CAVIGLIA



CAVIGLIERA / EU-CONT®

EU-CONT

Misura	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
Per tutti i modelli	cm 20 - 22	cm 22 - 24	cm 24 - 26	cm 26 - 30



MISURE PLANTARI E TALLONIERE



COCCO-TECH®		Misure	ITALIA
	Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	S	35/38
	Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	M	39/41
	Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	L	42/43
	Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	XL	44/47

MEMORY 4G®		Misure	ITALIA
	Cod. EU088S	S	35/38
	Cod. EU088M	M	39/41
	Cod. EU088L	L	42/43
	Cod. EU088XL	XL	44/47




EU-SHOCK ABSORBER 4/4 E EU-SHOCK ABSORBER 4/4 MICROBICAL PROTECTION		Misure	ITALIA
	Cod. EU086S - Cod. EU086MPS	S	35/38
	Cod. EU086M - Cod. EU086MPM	M	39/41
	Cod. EU086L - Cod. EU086MPL	L	42/43
	Cod. EU086XL - Cod. EU086MPXL	XL	44/47

EU-SHOCK BLUE		Misure	ITALIA
	Cod. EU082S	S	33/35
	Cod. EU082M	M	36/39
	Cod. EU082L	L	40/42
	Cod. EU082XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK RED		Misure	ITALIA
	Cod. EU083S	S	33/35
	Cod. EU083M	M	36/39
	Cod. EU083L	L	40/42
	Cod. EU083XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK STANDARD		Misure	ITALIA
	Cod. EU084S	S	33/35
	Cod. EU084M	M	36/39
	Cod. EU084L	L	40/42
	Cod. EU084XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK CON INSERTO RIMOVIBILE		Misure	ITALIA
	Cod. EU085 S	S	34
	Cod. EU085 M	M	35/40
	Cod. EU085 L	L	41/46



UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
OrthoTECH														
FR	35	36 ½	37	38	39	40 ½	42	43	44	45 ½	46	47	48	50



GINOCCHIO


GINOCCHIERA SPORTIVA KFS - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
	cm 32,5 - 35	cm 35,5 - 37,5	cm 38 - 42,5	cm 43 - 47,5



TUTORE ROTULEO - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L
circonf. sopra ginocchio	cm 30 - 36	cm 34 - 40	cm 38 - 44
circonf. sotto ginocchio	cm 26 - 32	cm 30 - 36	cm 34 - 38



GINOCCHIERA E GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	fino a cm 32
II° - M	cm 32 - 37
III° - L	cm 37 - 42
IV° - XL	oltre cm 42



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza della caviglia dove indicato.



CAVIGLIA

TUTORE CAVIGLIA - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	SM	LXL
Per tutti i modelli	n° 35 - 40	n° 41 - 44



CAVIGLIERA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	cm 20 - 22
II° - M	cm 22 - 24
III° - L	cm 24 - 26
IV° - XL	cm 26 - 30



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza della caviglia dove indicato.



COLONNA

TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 75- 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115



Altezza fascia ANTERIORE **S**= cm 17 / **altre** = cm 17,5

Altezza fascia POSTERIORE **S**= cm 22 / **altre** = cm 23

POLSO

TUTORE POLLICE - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 16 - 19	cm 19 - 22,5	cm 22,5 - 26



POLSIERA - PUSH SPORTS


Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 13 - 15,5	cm 15,5 - 18	cm 18 - 20,5



GINOCCHIO

GINOCCHIERA - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 31 - 35	cm 35 - 40	cm 40 - 45



CAVIGLIA

CAVIGLIERA A 8 - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 20 - 22,5	cm 22,5 - 25,5	cm 25,5 - 28,5



CAVIGLIERA KICK - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 28 - 32	cm 32 - 35	cm 35 - 39
Num. piede	n° 37 - 42	n° 40 - 45	n° 42 - 48



Materiali POP



Cartelli vetrina e da banco



Espositori



Totem



Misure
Grande
H cm 194
P cm 38
L cm 58

Misure
Ridotto
H cm 178
P cm 31
L cm 29

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO
LINEA PIEDE

Misure
H cm 45
P cm 26
L cm 20,5



ESPOSITORE DA BANCO
ALLUCE VALGO

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO
EUDUPLEX®

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO
VALGOFIX®

Misure
H cm 45
P cm 16
L cm 29



ESPOSITORE DA BANCO EUCAP
EUPINKIEFINGER - EUVAL - EUCREST

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO
EUSAVE®

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO



ESPOSITORE DA BANCO KINESIO TAPE

Misure

H cm 24,5
P cm 19
L cm 16,5



ESPOSITORE DA BANCO



ESPOSITORE DA BANCO PUSH ORTHO CMC

Misure

H cm 39
P cm 23
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO PLANTARI COCCO TECH

Misure

H cm 45
P cm 26
L cm 20,5



ESPOSITORE DA BANCO PUSH SPORTS

Misure

H cm 49
P cm 35
L cm 24



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO
EUSTATIC

Misure

H cm 40
P cm 35
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO
EUSCAR

Misure

H cm 39,5
P cm 23
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO
ALEVIA

Misure

H cm 39,5
P cm 23
L cm 24



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Coccola i tuoi piedi

TRATTAMENTO E CORREZIONE DELL'ALLUCE VALGO

ZERO SPLINT
Morbida fascie elastica adattabile per il massimo comfort

VALGOFIX®
Tutore dinamico funzionale dell'azione protettiva correttiva e stabilizzante

EUSAVE®
Tutore elastico sovraincalzo per il trattamento postoperatorio

DOUBLE LOOP BUNION SPREADER
Disincroca a doppio anello per alluce valgo e 2° dito a martello

CUSTOM BUNION TOE SPREADER
Disincroca con regolazione di durezza

EU-GEL COMFORT BUNION®
Cuscinetto in gel polimerico per assorbire gli urti e ridurre la pressione

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica specifici per il trattamento dell'alluce valgo, e scopri la gamma dedicata al benessere completo del piede su eumedica.it

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Misure

H cm 42
L cm 30

Coccola i tuoi piedi

TALLONE
PIANTA
DITA

GEL TOE SPREADER W/TOE LOOP
Disincroca con fascette al secondo e terzo dito

CUSTOM BUNION TOE SPREADER
Prevenzione per alluce valgo con regolazione

DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito

ZERO SPLINT
Morbida fascie elastica postoperatoria

EUCOUPLE®
Prevenzione in caso di lesioni per le zone del metatarso

EUPINKIEFINGER®
Prevenzione postoperatoria per il 3° e 4° dito

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in fascie su eumedica.it scopri la gamma completa su eumedica.it

EUMEDICA
360° Ortho Solution

EUMEDICA®

Morbido sollievo a ogni passo

Regola la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. **ESCLUSIVA** senza inserto
2. **MEDIA** inserto arancione
3. **FIGIDA** inserto verde

PROTEZIONI ANATOMICHE IN GEL PER ALLUCE E DITA DEI PIEDI

CUSTOM BUNION TOE SPREADER
Prevenzione per alluce valgo con regolazione

CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER
Disincroca per alluce in gel polimerico

CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito

CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

LINEA PIEDE

Misure

H cm 42
L cm 30

EUMEDICA®
360° Ortho Solution

ZERO SPLINT
SPLINT ELASTICO PER ALLUCE VALGO

Si indossa con 3 semplici gesti

STEP 1 INFILA
STEP 2 INCROCIA
STEP 3 FISSA

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

LINEA PIEDE

EUMEDICA®

VALGOFIX®
TUTORE DINAMICO FUNZIONALE PER ALLUCE VALGO

DYNAMIC SYSTEM SPLINT FOR HALLUX VALGUS

Sollievo e protezione

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

LINEA PIEDE

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



PIÙ MOVIMENTO ALLA TUA VITA

ZERO IMPACT
USO RIABILITATIVO
I tutori ideati nelle riabilitazioni post-operatorie

ZERO IMPACT
USO QUOTIDIANO
I tutori adatti all'attività quotidiana

ZERO IMPACT ACTIVE
USO SPORTIVO
I tutori pensati per praticare sport

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

ZERO IMPACT

LE NATURALI PERFORMANCE DEL COCCO

PLANTARE COCCO-TECH RED
PLANTARE COCCO-TECH BLACK
PLANTARE MEMORY 40°

Ammortizzante e traspirante
Molle elastiche e memoria di forma, leggeri, antiodore
Prospetto di sostegno e collezione differenziale
Innesco antiodore per il tallone e il supporto dell'intera pianta

La Mira di cocco presenta ottime proprietà traspiranti, antibatteriche e antiodore

EUMEDICA®
360° Ortho Solution

Scopri di più su eumedica.it

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



push
SPORTS

CONTROL YOUR GAME!

SPORTSBRACES

NEW

CAVIGLIERA KICK PUSH SPORTS
CAVIGLIERA A 8 PUSH SPORTS
BRACCIERA PUSH SPORTS
SUPPORTO DITTOLE PUSH SPORTS
SUPPORTO POLSINO PUSH SPORTS
TUTORE ALE E POLLETTI PUSH SPORTS
POLSINO PUSH SPORTS
POLSINO PUSH SPORTS

distribuito da
EUMEDICA
Active
Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

push
SPORTS

SPORTSBRACES

CAVIGLIERA KICK PUSH SPORTS

distribuito da
EUMEDICA
Active
Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

Misure

H cm 42
L cm 30

push
SPORTS

SPORTSBRACES

CAVIGLIERA A 8 PUSH SPORTS

distribuito da
EUMEDICA
500' Ortho Solution
Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

push
braces

> Push Ortho CMC

PIÙ LIBERTÀ A OGNI TUO GESTO
Tutore dinamico per la rizoartrosi

Il tutore PUSH Ortho CMC è progettato per il trattamento dell'artrosi trapezio-metacarpo e per garantire una funzionalità ottimale della mano, lasciando libera le articolazioni e riducendo sintomi come il dolore e la perdita di forza. È indicato per il trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia. Il trattamento conservativo con ortopedia degli trapezio-metacarpo, l'instabilità dell'artrosi-metacarpo.

EUMEDICA
500' Ortho Solution
Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

Misure

H cm 42
L cm 30

push
braces

LIBERTÀ IN MOVIMENTO
Tutori dinamici per polso, piede e caviglia

PUSH ORTHO CMC
Tutore dinamico per la rizoartrosi
Tutore per la rizoartrosi del polso che stabilizza le mani e libera il polso a girare a 360°.

AFO PUSH ORTHO
Sistema funzionale per piede cadente
Questi calzini-plantari dal design innovativo per il sostegno e la stabilità laterale della articolazione.

PUSH AEQUI ORTHO
Cavigliera
Moltiplicatore dinamico della caviglia che offre sostegno completo (sostiene il peso) e movimento.

distribuito da
EUMEDICA
500' Ortho Solution
Scopri di più su eumedica.it

Coccola i tuoi piedi

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in silicone e in morbido Oleo-gel. Scopri la gamma completa su eumedica.it

TALONE
PIANTA
DITA

VALGOFIX® - Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

ZERO SPLINT - Splint elastico per alluce valgo

Si indossa con 3 semplici gesti

COCCO-TECH
Plantari con conchiglia di sostegno

LE NATURALI PERFORMANCE DEL COCCO

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Coccola i tuoi piedi

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in silicone e in morbido Oleo-gel. Scopri la gamma completa su eumedica.it

TALONE
PIANTA
DITA

VALGOFIX® - Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

ZERO SPLINT - Splint elastico per alluce valgo

Si indossa con 3 semplici gesti

COCCO-TECH
Plantari con conchiglia di sostegno

LE NATURALI PERFORMANCE DEL COCCO

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Misure
H cm 150
L cm 50

ZERO IMPACT ACTIVE

RIACCENDI LA TUA VOGLIA DI SPORT

LA LINEA DI TUTORI PER DIRE ADDIO A DOLORI E FASTIDI DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA.

TUTORE CAVIGLIA
GINOCCHIERA SPORTIVA AFS
TUTORE CAVIGLIA
TUTORE LOMBARE DUTHO SPORT

LE NATURALI PERFORMANCE DEL BAMBU

SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.

GINOCCHIERA BAMBÙ
Cavigliera BAMBÙ

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Misure
H cm 150
L cm 50

ZERO IMPACT

PIÙ MOVIMENTO ALLA TUA VITA

DONA SOLLIEVO AI TUOI MOVIMENTI E RITROVA IL PIACERE DI UNA VITA ATTIVA, SENZA FASTIDI E SENZA RINUNCE.

I tutori ZERO IMPACT sono la soluzione che stavi cercando per sostenere le articolazioni, proteggerle e dare una nuova energia alle tue quotidianità, grazie ai materiali innovativi che donano un effetto ammortizzante e aiutano a recuperare una perfetta funzionalità.

LA LINEA COMPLETA DI TUTORI ADATTI ALL'USO QUOTIDIANO

GINOCCHIERA EU-CONT
GINOCCHIERA RINFORZATA EU-CONT
GINOCCHIERA SILICON - EU-CONT
Cavigliera EU-CONT

LEGGIERA BAMBÙ
GINOCCHIERA BAMBÙ
Cavigliera BAMBÙ

SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.

ULTRA FIT LACCI POLSERA FUNZIONALE
ULTRA FIT PLUS POLSERA FUNZIONALE
Cavigliera BIVALVA MALLORCA MEMORY AID & AIR LITE

Tutore Lombare DUTHO WEAR ZERO IMPACT
Tutore Lombare
Cavigliera BAMBÙ
Cavigliera BAMBÙ

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

push SPORTS

CONTROL YOUR GAME!

SPORTSBRACES

- CANOVELA PER SPORT
- CANOVELA 4 E PER SPORT
- ANCHORATA PER SPORT
- SUPPORTO ANCHOR PER SPORT

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

push ORTHO CMC

push ORTHO

PUSH FOR FREEDOM

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Scopri tutti i prodotti su eumedica.it

Misure
H cm 150
L cm 50



Misure
H cm 100
L cm 70

LINEA PIEDE

Coccola i tuoi piedi

TALLONE
PIANTA
DITA

DIGITAL PADS Cuscinetto digitale	DIGITAL CAP Guaina digitale	EUCAP Cappuccio in olio-gel per le dita del piede	EU-GEL UNIVERSAL BUNION Protezione universale per alluce valgo	EUVAL Protezione per alluce valgo	GEL BUNION TOE SPREADER Protezione per alluce valgo con divarcatore	DOUBLE LOOP BUNION SPREADER Divarcatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito a martello
CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divarcatore per alluce	CUSTOM BUNION TOE SPREADER Protezione per alluce valgo con divarcatore	GEL TOE SPREADER W/ TOE LOOP Divarcatore con fissaggio al secondo o primo dito	DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito	DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito	VALGOFIX® Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo	
EUPINKIFINGER® Protezione anatomica in olio-gel per il 5° dito	EUPINKIFINGER® DOUBLE LOOP Divarcatore per 5° dito con doppio anello	UNIVERSAL GEL STRAP Guaina per metatarsalgia	EUOUPLEX® Protezione in olio-gel sovrile per le teste dei metatarsi	DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile	DIGI-STRIP Guaina tubolare ritagliabile	
ZERO SPLINT Splint elastico per alluce valgo	PLANTARE GEL-AIR Plantare antistruente	PLANTARE GEL-AIR MINI Supporto per le teste metatarsali	DUO EU-INSOLE Supporto metatarsale con divarcatore	EU-INSOLE Supporto metatarsale con livello	EU-SHOCK RED Talloniera calcareale in morbido silicone con parete stabilizzante e scarico centrale	
EU-SHOCK BLUE Talloniera calcareale in morbido silicone con parete stabilizzante e scarico obliquo	EU-SHOCK CON INSERTO RIMOVIBILE Talloniera specifica per la cura dello sportista calcareale	EU-SHOCK ABSORBER 4/4 Plantare in silicone con proprietà biomeccaniche	EU-SHOCK ABSORBER 4/4 MICROBICAL PROTECTION Plantare 4/4 in morbido silicone con copertura antimicrobica	COCCO-TECH RED Plantare con effetto antistruente e antilungor.	COCCO-TECH BLACK Plantare con effetto antistruente e antilungor.	

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in silicone e in morbido Oleo-gel. Scopri la gamma completa su eumedica.it

EUMEDICA
360° Ortho Solution

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Lined writing area for page 162.

Lined writing area for page 163.

